

## Agitateur magnétique chauffant 5 litres

capacité max.

**5 litres**

temp. max.

**+380°C**



- plaque en aluminium recouvert de céramique, transfert de chaleur immédiat
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- moteur électrocommuté sans balais
- écran LCD, affichage de la température et de la vitesse
- contrôle précis de la vitesse et de la température
- régulation de la température directement dans le milieu agité grâce à une thermosonde externe Pt1000, précision de  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  (AG6082 et AG6085 seulement)
- sécurité de surchauffe à  $+420^\circ\text{C}$



capacité	5 litres
température	jusqu'à $+380^\circ\text{C}$
puissance de chauffe	500 W
plaque	aluminium recouvert de céramique
dimensions surface	140 x 140 mm
vitesse	200 à 1 500 tr/min
protection	IP21
dimensions / poids	320 x 180 x h108 mm / 2,2 kg
puissance	510 W
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG6080
Agitateur AVEC sonde Pt100	AG6082
Agitateur AVEC sonde Pt100 et pince de fixation	AG6085

## Agitateur magnétique chauffant 4 postes x 3 litres

capacité max.

**4 postes**

temp. max.

**+340°C**



- plaque en acier recouvert de céramique
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- moteur électrocommuté sans balais
- 4 x écrans LCD, affichage de la température et de la vitesse sur chaque poste
- contrôle indépendant de la vitesse et de la température, sur chaque poste
- régulation de la température directement dans le milieu agité grâce à une thermosonde externe Pt1000, précision de  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  (AG6095 seulement)
- sécurité de surchauffe à  $+420^\circ\text{C}$

capacité	4 x 3 litres
température	jusqu'à $+340^\circ\text{C}$
puissance de chauffe	4 x 500 W
plaque	acier recouvert de céramique
dimensions surface	4 x $\varnothing 135$ mm
vitesse	200 à 1 500 tr/min
protection	IP21
dimensions / poids	698 x 270 x h128 mm / 9,5 kg
puissance	4 x 510 W
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG6090
Agitateur AVEC sonde Pt100 et pince de fixation	AG6095