


Thermoblocs 1 bloc ou 2 blocs

temp. maxi
+105°C

temp. maxi
+150°C


- affichage LED : temps et température
- livrés avec 1 ou 2 blocs, suivant modèle, et 1 couvercle



- contrôle de température jusqu'à +105°C ou +150°C, suivant modèle, réglage par bouton analogique
- protection contre la surchauffe
- interface USB pour retracer les données historiques
- fonction rappel sonore
- capteur de température externe
- couvercle pour conserver la chaleur et éviter la contamination
- 2 affichages LED : température et temps
- conditions ambiantes admissibles : +10 à +40 °C / <80%HR
- livrés complets avec 1 ou 2 blocs DG2406 (capacité 20 microtubes de 1,5 ml)
- autres blocs en option

température maxi.	+105°C	+150°C
température réglable	amb+5°C à +105°C	amb+5°C à +150°C
précision	±0,3°C de +25 à +90°C ±0,6°C de +90 à +105°C	±0,3°C de +25 à +90°C ±0,6°C de +90 à +150°C
homogénéité (à +37°C)	±0,2°C	±0,2°C
minuterie	0 min. - 99h59 min.	0 min. - 99h59 min.
dim. (lxpxh)	290 x 210 x 120 mm	290 x 210 x 120 mm
poids	3,2 kg	3,2 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
puissance 1 / 2 blocs	100 W. / 200 W.	100 W. / 200 W.
Thermoblocs 1 bloc [1]	DG2410	DG2415
Thermoblocs 2 blocs [2]	DG2420	DG2425
Blocs en aluminium, voir tableau ci-contre		

blocs aluminium



capacité des blocs	référence	Prix HT
blocs pour tubes standard		
12 tubes 5 ml	DG2401	
12 tubes 15 ml	DG2402	
4 tubes 50 ml	DG2403	
blocs pour microtubes		
30 microtubes 0,2 ml	DG2404	
20 microtubes 0,5 ml	DG2405	
20 microtubes 1,5 ml	DG2406	
20 microtubes 2 ml	DG2407	
blocs pour eau, sable ou perle		
pour modèles 1 bloc	DG2408	
pour modèles 2 blocs	DG2409	
perles en aluminium, 1 kg	DG2499	

Thermoblocs compacts 1 bloc

temp. maxi
+120°C

- affichage LED : temps et température
- livrés avec 1 bloc et 1 couvercle
- modèle étalonné en 1 point



- protection contre la surchauffe
- couvercle de protection et de conservation de la chaleur
- 2 affichages LED : température et temps
- conditions ambiantes admissibles : +10 à +40 °C / <80%HR
- livrés complets avec 1 bloc DG2533 (capacité 40 microtubes de 1,5 ml)
- autres blocs en option

température maxi.	+120°C
température réglable	amb+5°C à +120°C
précision	±0,5°C
homogénéité (à +37°C)	±0,5°C
minuterie	0 min. - 99h30 min.
dim. (lxpxh)	175 x 290 x 85 mm
poids	3 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
puissance	160 W.
Thermobloc [1]	DG2510
Thermobloc étalonné	DG2515
Blocs en aluminium, voir tableau ci-contre	

blocs aluminium



capacité des blocs	blocs standards		blocs fins	
	référence	Prix HT	référence	Prix HT
blocs pour tubes standard				
28 tubes 5/15 ml	DG2521		-	
45 tubes de prélèvement de sang 5 ml	DG2522		-	
8 tubes 50 ml	DG2523		-	
blocs pour microtubes ou microplaques				
54 microtubes 0,2 ml	DG2531		DG2541	
40 microtubes 0,5 ml	DG2532		DG2542	
40 microtubes 1,5 ml	DG2533		DG2543	
40 microtubes 2 ml	DG2534		DG2544	
18+18+18 microtubes 0,2-0,5-1,5/2 ml	DG2535		DG2545	
1 microplaque	DG2536		DG2546	
12 x 8 barrettes PCR ou 1 plaque PCR 96 puits 0,2 ml	-		DG2547	
blocs pour eau, sable ou perle				
bloc pour eau, sable ou perles	DG2409		-	
perles en aluminium, 1 kg	DG2499		-	