

Balances analytiques séries ADB et ADJ

exactitude 0,1 mg	portée 120 à 220 g	plateau inox Ø 90 mm
----------------------	-----------------------	-------------------------

- compte-pièce
- pesée en %
- fonction BPL
- interface RS232

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- ADJ : ajustage interne en cas de variations de température > 0,2°C de façon temporisée toutes les 3 h
- ADB : Programme d'ajustage externe CAL pour régler la précision de la ba-

- lance, poids de contrôle en sus
- affichage LCD
- unités de mesure convertibles par touche
- alim. : 230 V - 50 Hz, adaptateur fourni



portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				étalonnage externe		étalonnage interne	
120 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,4 mg	ADB1004		ADJ1004	
220 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,4 mg	ADB2004		ADJ2004	
120 g	0,1 mg	0,4 mg	± 0,8 mg	ADB6003		ADJ16003	
accessoires							
imprimante thermique				BM5051		BM5051	
rouleau de 45 étiquettes adhésives 105x148mm				BM5052		BM5052	

- A**
- dim. : 230 x 310 x h330 mm / 4,4 kg
 - chambre de pesée : 170 x 160 x 205 mm
 - paravent : 175 x 175 x h230 mm

- B**
- dim. : 230 x 310 x h210 mm / 3,8 kg
 - chambre de pesée : 170 x 160 x 110 mm
 - paravent : 175 x 175 x h130 mm