

Balances analytiques Premium
séries ABP et ABP-A



exactitude 0,01 / 0,1 mg portée 120 à 220 g plateau inox Ø 91 mm

- compte-pièce
- pesée en %
- formulation
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- interface RS232
- interface USB
- homologables **M1**



- compte-pièce
- pesée en %
- formulation
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- interface RS232
- interface USB
- homologables **M1**



- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- possibilité de peser sous le plateau
- écran OLED très lumineux, grande stabilité visuelle
- interfaces RS232 et USB : transmission des données sur PC, tablette, imprimante et raccordement de clavier
- technologie Single-Cell : capteur construit d'un seul tenant, comportement stable à la température, temps d'affichage des résultats extrêmement court, assurance élevée pour charge d'angle
- étalonnage interne en cas de variations de température >1°C et de façon tempori-

- sée toutes les 4 h
- aide au dosage et autres paramètres de filtrage au choix
- alarme en cas de pesées inférieures à la valeur minimale, stockée manuellement dans l'appareil ou calculée automatiquement
- création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée, les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
- paramétrage jusqu'à 10 utilisateurs individuels (nom/numéro, mot de passe, langue du menu, profils), accès par code

- barres, mode invité supplémentaire pour utilisateurs non connectés, avec autorisations spécifiques et limitées
- sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
- dim. : 213 x 433 x h344 mm / 7,9 kg
- chambre de pesée : 166 x 156 x 220 mm
- paravent : 213 x 156 x h225 mm
- alim. : 230 V - 50 Hz, adaptateur fourni
- livrées avec housse d'utilisation transparente

Modèles avec portes automatiques, chambre de pesée modulable et ionisateur de série

- grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes
- chambre modulable garantissant une stabilité maximale de la valeur de pesée
- fonction Push : les portes s'ouvrent/se ferment automatiquement à l'aide de capteurs
- fonction mémoire enregistrant jusqu'où les portes coulissantes ont été ouvertes
- ionisateur de série

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				Série ABP		Série ABP portes automatiques, chambre de pesée modulable, ionisateur	
135 g	0,01 mg	0,05 mg	±0,2 mg	ABP1005*		ABP1015*	
220 g	0,01 mg	0,015 / 0,03 / 0,05 mg	±0,2 mg	ABP2005*		ABP2015*	
120 g	0,1 mg	0,1 mg	±0,2 mg	ABP1004			-
220 g	0,1 mg	0,1 mg	±0,2 mg	ABP2004		ABP2014	
320 g	0,1 mg	0,2 mg	±0,3 mg	ABP3004		ABP3014	
52 / 120 g	0,01 / 0,1 mg	0,02 / 0,1 mg	±0,05 / 0,2 mg	ABP1006*		ABP1016*	
102 / 220 g	0,01 / 0,1 mg	0,05 / 0,1 mg	±0,1 / 0,2 mg	ABP2006*		ABP2016*	

* plateau de pesée multifonction : réduit l'effet des flux d'air dans l'espace de pesée