

Balances de précision
séries PNS - PNJ

exactitude 0,001 g	portée 620 g	plateau inox Ø 140 mm
exactitude 0,01 g	portée 3,2 kg	plateau inox 190 x 190 mm
exactitude 0,1 g	portée 12 kg	plateau inox 190 x 190 mm

- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- fonction BPL
- interface RS232
- homologables **M1**

- technologie de pesée : diapason
- Indication de capacité : une bande lumineuse croissante indique la portée encore disponible
- comptage précis : l'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- compactes
- grand plateau de pesée antichoc en acier inox
- grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes
- housse d'utilisation transparente
- indicateur de niveau, pied rotatif pour mise à niveau
- alim. : 230 V - 50 Hz, adaptateur fourni



- A**
- dim. : 196 x 293 x h266 mm / 2 kg
 - chambre de pesée : 170 x 160 x 205 mm
 - plateau Ø140 mm



- B**
- dim. : 196 x 293 x h89 mm / 2,7 kg
 - plateau 190 x 190 mm

portée	exact.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			étalonnage externe		étalonnage interne balances homologables M1	
620 g	0,001 g	± 0,004 g A	PNS0063		PNJ0063	
3 200 g	0,01 g	± 0,02 g B	PNS0302		PNJ0302	
12 000 g	0,1 g	± 0,2 g B	PNS1201		PNJ1201	
accessoires						
imprimante thermique pour étiquettes			BM5051		BM5051	
rouleau de 100 étiquettes 73x61mm			BM5055		BM5055	
rouleau de 45 étiquettes 105x148mm			BM5052		BM5052	
logiciel d'analyse des données			BM5053		BM5053	
imprimante matricielle			BM5056		BM5056	