

## Brûleurs Easyflam

- stérilisation des travaux ignifuges, production, recherche, contrôle qualité
- allumage piézo-électrique par pression d'un bouton
- fonctionnement à court terme (pression du bouton), ou en continu (touche de verrouillage)
- réglage infini de la flamme
- alimentation en gaz naturel ou en gaz propane/butane, par des cartouches filetage 7/16"
- dim. 240 x 200 x 60 mm, poids 550 g



## référence

## Prix HT

**ST7000** brûleur Easyflame, gaz propane/butane

**ST7001** brûleur Easyflame, gaz naturel