


## Centrifugeuses à hématocrite

livrées avec un rotor pour 24 capillaires à hématocrite



1

**i** Hématologie, médecine sportive, néonatalogie.

## Centrifugeuse certifiée CE

- sécurités : sur-vitesse et sur-chauffe
- diagnostic interne automatique
- identification automatique du rotor



2

- contrôle précis et indépendant de la vitesse et du temps
- livrées avec un rotor hématocrite, capacité 24 capillaires
- minuterie programmable 10 s à 99 min ou en continu
- moteur silencieux, sans balais, sans entretien
- écran LCD
- dispositif de verrouillage du couvercle
- fonction "Impuls" pour des rotations rapides
- commutateur pour passer du mode Vitesse (tr/min) à RCF (g)
- alarme sonore

	centrifugeuse économique	centrifugeuse avec sécurités
<b>vitesse (exactitude)</b>	500 à 12000 tr/min.(± 100 tr/min.)	200 à 14000 tr/min.(± 20 tr/min.)
<b>accélération</b>	13680 g	18620 g
<b>temps accélération / freinage</b>	40 sec. / 40 sec.	30 sec. / 30 sec.
<b>capacité / livré avec</b>	J1 Rotor 24 x capillaires à hématocrite	Rotor 24 x capillaires à hématocrite
<b>sécurités</b>		sécurités : sur-vitesse et sur-chauffe diagnostic interne automatique identification automatique du rotor
<b>minuterie</b>	10 sec.- 99 min. ou en continu	30 sec.- 99 min. ou en continu
<b>dimensions (lxpxh) / poids</b>	280 x 364 x 213 mm / 8,5 kg	280 x 364 x h274 mm / 10,5 kg
<b>puissance - alimentation</b>	380 W - 230 V / 50 Hz	160 W - 230 V / 50 Hz
<b>Centrifugeuses à hématocrite avec rotor</b>	DG3210 1	DG3220 2

Centrifugeuses  
12 x 10 ml ou 6 x 50 ml

1



2

- programmation simple
- grande précision de contrôle de la vitesse
- affichage LCD
- réglage et affichage de la vitesse en tr/min. ou en g.
- moteurs CC sans balais, sans entretien
- fonction essorage rapide avec touche impulsion enfoncée
- couvercle avec serrure électrique et fonction déverrouillage automatique
- autodiagnostic automatique au démarrage : affichage du temps de fonctionnement cumulé et des derniers paramètres de fonctionnement

	centrifugeuse avec rotor 12 tubes et adaptateurs	centrifugeuse avec rotor 6 tubes
<b>vitesse (exactitude)</b>	300 à 4500 tr/min.(± 20 tr/min.)	300 à 4000 tr/min.(± 20 tr/min.)
<b>accélération</b>	2490 g	1800 g
<b>temps accélération / freinage</b>	20 sec. / 13 sec.	20 sec. / 20 ou 90 sec. (2 vitesses de freinage)
<b>capacité / livré avec 1 rotor pour</b>	8 tubes x 15 ml (Ø17x120mm) 12 tubes x 8,5 - 10 ml (Ø16x107mm) 12 tubes x 1,5 - 5 ml (Ø13x75mm) 12 tubes x 4 - 7 ml (Ø13x100mm / Ø16x75mm) 12 tubes x 2,7 - 3 ml (Ø11x66mm) 12 tubes x 7,5 - 8,2 (Ø15x92mm)	6 tubes type Falcon® x 50ml 6 tubes type Falcon® x 15 ml
<b>minuterie</b>	30 sec.- 99 min. ou en continu	30 sec.- 99 min. ou en continu
<b>dimensions (lxpxh) / poids</b>	354 x 304 x 215 mm / 6 kg	354 x 304 x 215 mm / 6 kg
<b>alimentation</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Centrifugeuses avec rotor</b>	DG3240 1	DG3250 2