

### Compteurs-décompteurs digitaux à réglage rapide



- décompte réglable jusqu'à 99 minutes et 50 secondes
- signal sonore et LED clignotante rouge en fin de décompte
- béquille rabattable, aimant et oeillet de suspension
- mémoire du dernier réglage programmé
- programmation rapide grâce aux touches : 10M, 5M, 1M et 10 sec

| Compteur-décompteur       | 0 à 100 min            |
|---------------------------|------------------------|
| graduations               | 0 à 99 min. 59 sec.    |
| dim. / poids              | 90 x 17 x 70 mm / 66 g |
| alimentation              | 1 pile 3V CR2032       |
| Compteur-décompteur noir  | CX1470                 |
| Compteur-décompteur blanc | CX1472                 |

### Compteurs-décompteurs digitaux alarme sonore de 60 sec



- touches : M/A, Min., Sec.
- décompte réglable jusqu'à 99 minutes et 59 secondes
- signal sonore durant 60 sec en fin de décompte
- béquille rabattable et aimant

| Compteur-décompteur       | 0 à 100 min            |
|---------------------------|------------------------|
| graduations               | 0 à 99 min. 59 sec.    |
| dim. / poids              | 83 x 28 x 70 mm / 68 g |
| alimentation              | 1 pile AAA 1,5 V       |
| Compteur-décompteur noir  | CX1480                 |
| Compteur-décompteur blanc | CX1482                 |

### Compteur-décompteur saisie numérique directe



- en plastique robuste
- signal sonore en fin de décompte
- support béquille

| Décompteur          | 0 à 99 h 59 min 59 sec  |
|---------------------|-------------------------|
| graduations         | 0 à 99 h 59 min 59 sec  |
| dim. / poids        | 66 x 20 x 108 mm / 50 g |
| alimentation        | 2 piles AAA 1,5 V       |
| Compteur-décompteur | CX1490                  |

### Compteur-décompteur 3 canaux et horloge



- 3 minuteries simultanées
- triple affichage simultané
- fixation avec aimant
- alarme sonore pendant 60 s

| Compteur-décompteur | 0 à 19 h 59 min 59 sec |
|---------------------|------------------------|
| graduations         | 0 à 99 h 59 min 59 sec |
| dim. / poids        | 71 x 25 x 87 mm / 76 g |
| alimentation        | 1 pile AAA 1,5 V       |
| Compteur-décompteur | CX1510                 |

### Compteur-décompteur avec thermo-hygromètre



- réglage du minuteur jusqu'à 99 minutes avec la touche +1, réglage rapide par pas de 10 avec la touche +10
- à poser ou à fixer grâce à une ventouse
- résistant aux éclaboussures
- affichage du minuteur, de l'heure, température ambiante et humidité

| Compteur-décompteur | 99 min                    |
|---------------------|---------------------------|
| dim. / poids        | 106 x 41 x 109 mm / 140 g |
| température         | -10 à +50°C               |
| hygrométrie         | 20 à 99%                  |
| alimentation        | 2 piles AAA 1,5 V         |
| Compteur-décompteur | CX1520                    |