

Congélateur professionnel à tiroirs -25°C 80 litres

 -18 à -25°C

 froid statique

- thermostat ou régulateur électronique avec affichage digital résolution 0,1°C, suivant modèle
- fluide réfrigérant écologique
- cuve interne en ABS blanc thermoformé, angles arrondis
- carrosserie en acier, traitée anticorrosion, peinture époxy blanche
- isolation polyuréthane haute densité
- porte réversible par l'utilisateur
- dégivrage manuel
- alarme sonore et visuelle : ouverture de porte, température haute et basse et coupure secteur



capacité brute	80 litres
capacité utile	67 litres
température	-18 à -25°C
certifiable COFRAC	Non
cuve sécurisée ATEX	cuve sécurisée
régulation	thermostat
affichage température	-
dimensions internes (lxpxh)	440 x 410 x h410 mm
dimensions externes (lxpxh)	553 x 610 x h630 mm
nombre livrés	2 tiroirs transparents
dim. tiroirs (lxpxh)	430 x 390 x h200 mm
dim. tiroir inférieur (lxpxh)	430 x 290 x h200 mm
épaisseur isolation	60 mm
fluide réfrigérant	R600a
poids brut / net	34 / 22 Kg
puissance / consommation	100 W / 255 kW/h/an
température ambiante d'utilisation	+10°C à +38°C
références LIEBHERR	GEX 823
Congélateurs froid à cuve sécurisée	RR6400
accessoires et options (descriptifs page 866)	
serrure de porte	RR30011
passage pour sonde	RR3009

