

### Bac à glace octogonale 1 litre



- mousse de polyuréthane, finition lisse
- 2 poignées moulées
- utilisation avec carboglace, glace, solution saline

### Bacs à glace octogonaux 4,5 litres avec couvercle



- mousse de polyuréthane, finition lisse
- utilisation avec carboglace, glace, solution saline
- 2 poignées moulées
- empilables
- couvercle avec poignée rentrée intégrée
- 3 coloris

capacité	dim.	pois	vert	Prix HT
1 litre	200x200xh95 mm	0,140 kg	●	
			GW4671	

capacité	dim.	pois	noir	bleu	vert	Prix HT
4,5 litres	330x330xh185 mm	1,2 kg	●	●	●	
			GW4672	GW4673	GW4674	

### Bacs à glace

- bacs à glace en PVC pour glace, neige carbonique et azote liquide
- température : -196°C à +93°C
- à paroi épaisse avec une très bonne isolation
- résistants chimiquement aux acides, alcalis, sels, alcool et acétone
- avec ou sans couvercle



modèle	dimensions	bleu	vert	rouge	noir	Prix HT
		●	●	●	●	
<b>bacs isothermes sans couvercle</b>						
bacs à glace - 1 L	215 x 188 x 118 mm	NL28010	NL28011	NL28012	NL28013	
bacs à glace - 4 L	355 x 225 x 125 mm	NL28110	NL28111	NL28112	NL28113	
bacs à glace - 9 L	503 x 356 x 155 mm	NL28210	NL28211	NL28212	NL28213	
<b>bacs isothermes avec couvercle</b>						
bacs à glace - 2,5 L	338 x 285 x 120 mm	NL28310	NL28311	NL28312	NL28313	
bacs à glace - 4,5 L	343 x 285 x 187 mm	NL28410	NL28411	NL28412	NL28413	