

### Gants Nitrylex® stériles

nitrile, non poudrés

#### EPI Cat. I

#### Normes

certification DM 93/42/CEE

EN 420

EN 455 (1234)



- en nitrile
- non poudrés
- risque biologique AQL : 1
- épaisseur : doigts 0,11 mm, paume 0,10 mm, manchette 0,09 mm
- longueur 240 mm
- coloris : bleu
- ambidextres
- emballage par paire, boîte de 50 paires

taille	référence	Prix HT
S	GD9407	les 50 paires
M	GD9408	les 50 paires
L	GD9409	les 50 paires
XL	GD9410	les 50 paires

### Gants Vinylex®

vinyle, non poudrés

#### EPI Cat. III

#### Normes

certification 2017/745 classe I

EN 420

EN 455 (1234)

EN 374-1/EN 16523 (Type C)

EN 374-2

EN 374-4

EN 374-5

CE1935/2004

- en vinyle
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- épaisseur : doigts 0,08 mm, paume 0,07 mm, manchette 0,05 mm
- coloris : translucide
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
XS	GD8706	les 100
S	GD8707	les 100
M	GD8708	les 100
L	GD8709	les 100
XL	GD8710	les 100

### Gants Vinylex® black

vinyle, non poudrés

#### EPI Cat. I

#### Normes

certification 2017/745 classe I

EN 420

EN 455 (1234)

CE1935/2004

- en vinyle
- non poudrés
- bout des doigts lisse
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- épaisseur : doigts 0,08 mm, paume 0,08 mm, manchette 0,05 mm
- coloris : noir
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
XS	GA3006	les 100
S	GA3007	les 100
M	GA3008	les 100
L	GA3009	les 100
XL	GA3010	les 100