

Papiers buvard



- pour les analyses de la pâte à papier selon la méthode de Cobb
- en paquet de 100 feuilles



	papier buvard 190 g/m ²		papier buvard 255 g/m ²	
absorption	300 g/m ²		490 g/m ²	
grade	PB190		PB255	
12 x 12 cm	-		FL2770	les 100
13 x 13 cm	-		FL2771	les 100
15 x 15 cm	FL2760	les 100	FL2772	les 100
15 x 17,5 cm	FL2797	les 100	-	
15 x 30 cm	FL2761	les 100	-	
16 x 16 cm	-		FL2773	les 100
17 x 17 cm	-		FL2774	les 100
20 x 20 cm	FL2762	les 100	FL2775	les 100
22 x 22 cm	FL2763	les 100	FL2776	les 100
23,5 x 23,5 cm	-		FL2758	les 100
25 x 25 cm	FL2764	les 100	FL2777	les 100
25 x 30 cm	FL2765	les 100	FL2778	les 100
30 x 30 cm	-		FL2779	les 100
33 x 33 cm	-		FL2780	les 100
35 x 35 cm	-		FL2781	les 100
40 x 40 cm	-		FL2782	les 100
50 x 50 cm	FL2766	les 100	FL2783	les 100
50 x 65 cm	FL2767	les 100	FL2784	les 100
60 x 80 cm	-		FL2789	les 100
68 x 68 cm	-		FL2785	les 100
25 x 100 cm	FL2768	les 100	FL2786	les 100
27 x 100 cm	FL2769	les 100	FL2787	les 100