

Filtres techniques crêpés disques à plat



- 100% pures fibres de cellulose
- renforcés par une résine spécifique qui leur confère une résistance supplémentaire
- pour domaine industriel, pharmaceutique, chimique, cosmétique, alimentaire, etc.
- filtration de solutions liquides pour séparer les matériaux

grade	FT100	FT101 (=520b Whatman)	FT09	FT110 (=520a Whatman)	FT111	FT113
épaisseur papier	250 µm	550 µm	280 µm	330 µm	450 µm	780 µm
vitesse filtration DIN 53137	4 secondes	26 secondes	-	25 secondes	50 secondes	28 secondes
poids DIN 53104	60 g/m ²	160 g/m ²	73 g/m ²	90 g/m ²	140 g/m ²	240 g/m ²
porosité	50-65 µm	38-75 µm	16-25 µm	25-35 µm	10-20 µm	55-65 µm
résistance éclatement	1,55 kg/cm ²	1,55 kg/cm ²	-	1,65 kg/cm ²	1,45 kg/cm ²	3,00 kg/cm ²
	Papier fin pour la filtration des précipités à grosses particules (produits visqueux tels que les huiles), bonne résistance à l'eau, très rapide	Papier filtre épais, souvent utilisé pour la filtration des graisses dans les aliments (sirops, huiles...) ou pour la filtration à chaud	Filtration de solutions peu acides ou alcalines, filtration industrielle colorée, industrie galvanique	Papier fin pour la filtration de précipités à particules grossières (produits visqueux tels que les huiles), bonne résistance à l'eau, filtration moyenne	Papier filtre épais, souvent utilisé pour la filtration des graisses dans les aliments (sirops, huiles...) ou pour la filtration à chaud	Papier très épais, vitesse de filtration rapide, bonne résistance à l'éclatement
Ø 42,5 mm	FL10004 les 100	-	-	-	-	-
Ø 70 mm	FL10007 les 100	-	-	-	-	-
Ø 90 mm	FL10009 les 100	-	-	-	-	FL11309 les 50
Ø 110 mm	FL10011 les 100	FL10111 les 100	-	-	-	-
Ø 125 mm	FL10012 les 100	-	FL10912 les 100	-	-	-
Ø 135 mm	-	FL10113 les 100	-	-	-	-
Ø 150 mm	-	FL10115 les 100	-	FL11015 les 100	-	-
Ø 185 mm	FL10018 les 100	FL10118 les 100	-	-	-	-
Ø 200 mm	-	FL10120 les 100	-	-	-	-
Ø 230 mm	-	-	FL10923 les 100	FL11023 les 100	-	-
Ø 250 mm	-	FL10125 les 100	-	-	-	-
Ø 300 mm	-	-	-	-	FL11130 les 50	-
Ø 320 mm	FL10032 les 100	-	-	-	-	-
Ø 330 mm	-	-	-	FL11033 les 100	-	-
Ø 350 mm	-	FL10135 les 100	-	-	-	-
Ø 400 mm	-	-	-	-	FL11140 les 50	-
Ø 500 mm	-	FL10150 les 100	-	-	-	-
Ø 600 mm	FL10060 les 100	-	-	FL11060 les 100	-	-
Ø 650 mm	FL10065 les 100	-	-	-	-	-
Ø 800 mm	-	FL10180 les 100	-	-	-	-