


Papiers-filtres quantitatifs
disques à plat sans cendre



- papiers-filtres lavés à l'acide, en cellulose pure et linters dont plus de 95% d'α-cellulose
- poids selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- la boîte de 100 filtres

vitesse	très lente	lente	moyenne	rapide	très rapide
grade	QT45 (=42 Whatman)	QT44 (=44 Whatman)	QT43 (=40 Whatman)	QT42 (=43 Whatman)	QT41
filtration	précipités très fins (sulfate de baryum, acide de métazine, oxyde de cuivre, etc.)	précipités fins (sulfate de baryum et de plomb, fluorure de calcium, sulfites de zinc et de nickel, etc.)	précipités fins où la vitesse de filtration importe peu (phosphate d'ammoniaque, de magnésie, chromate de baryte et de plomb, oxalate de chaux, etc.)	précipités moyennement fins (chromate de plomb, de sulfites, d'arsenic, de plomb, de fer, de manganèse et d'argent, etc.)	précipités floconneux et volumineux (hydroxydes de fer et d'aluminium, sulfites, etc.)
poids	85 g/m²	70 g/m²	85 g/m²	85 g/m²	85 g/m²
épaisseur papier	160 µm	160 µm	200 µm	200 µm	200 µm
temps de filtration	195 s	140 s	55 s	27 s	9 s
réten-tion	2 à 4 µm	7 à 9 µm	14 à 18 µm	20 à 25 µm	25 à 30 µm
taux de cendre	< 0,01%	< 0,01%	< 0,01%	< 0,01%	< 0,01%
Ø 12,7 mm	FL2251	FL2241 (les 1000)	FL2231	-	-
Ø 32 mm	-	-	FL2232	-	-
Ø 35 mm	-	FL2242	-	-	-
Ø 40 mm	FL2252	FL2243	-	-	FL2211
Ø 42,5 mm	FL2253	-	-	-	FL2212
Ø 45 mm	FL2150	FL2140	FL2130	FL2120	FL2110
Ø 47 mm	FL2254	FL2244	FL2233	FL2221	FL2213
Ø 50 mm	FL2255	-	FL2234	FL2222	-
Ø 55 mm	FL2151	FL2141	FL2131	FL2121	FL2111
Ø 60 mm	FL2256	-	FL2235	-	FL2214
Ø 70 mm	FL2152	FL2142	FL2132	FL2122	FL2112
Ø 90 mm	FL2153	FL2143	FL2133	FL2123	FL2113
Ø 100 mm	-	-	FL2870	FL2223	FL2215
Ø 110 mm	FL2154	FL2144	FL2134	FL2124	FL2114
Ø 125 mm	FL2155	FL2145	FL2135	FL2125	FL2115
Ø 135 mm	FL2156	FL2146	FL2136	FL2126	FL2116
Ø 140 mm	-	-	FL2236	-	-
Ø 150 mm	FL2157	FL2147	FL2137	FL2127	FL2117
Ø 185 mm	FL2158	FL2148	FL2138	FL2128	FL2118
Ø 200 mm	-	-	-	FL2224	-
Ø 210 mm	FL2159	FL2149	FL2139	FL2129	FL2119
Ø 240 mm	FL2105	FL2104	FL2103	FL2102	FL2101
Ø 255 mm	-	FL2245	-	-	-
Ø 320 mm	-	FL2246	FL2237	FL2225	-