


Lampes infrarouges chauffantes Thera

- lampes chauffantes
- grille de protection évitant tout risque de contact accidentel
- tête avec poignée pour régler la distance
- bras flexible, souple et résistant
- 3 versions : avec interrupteur classique, sans contact ou avec minuteur
- plusieurs fixations possibles, en option, voir page suivante



interrupteur classique
ON/OFF



interrupteur
sans contact



interrupteur
minuteur

modèle	Thera
longueur d'onde	1200 nm
consommation électrique	250 W
longévité des ampoules	5 000 heures min.
isolation	classe I
dim. tête de la lampe	Ø 26 cm
longueur bras flexible	86 cm (dont 34 cm rigide)
longueur de câble d'alimentation	4 mètres
Lampe interrupteur classique	SX1120
Lampe interrupteur sans contact	SX1122
Lampe interrupteur minuteur	SX1124
accessoires	
Ampoule infrarouge 250 W	SX1126

Lampes infrarouges chauffantes deux têtes Thera Duo

- lampe chauffante à deux coupoles
- une grande répartition de la chaleur : possibilité d'agir à 360° sur un groupe musculaire
- têtes avec poignée pour régler la distance
- bras flexibles, souples et résistants
- interrupteur central, 3 versions : classique, sans contact ou avec minuteur
- plusieurs fixations possibles, en option, voir page suivante



interrupteur classique
ON/OFF



interrupteur
sans contact



interrupteur
minuteur

modèle	Thera Duo
longueur d'onde	1200 nm
consommation électrique	250 W x 2
longévité des ampoules	5 000 heures min.
isolation	classe I
dim. tête de la lampe	Ø 26 cm
longueur bras flexible	2 x 50 cm
longueur de câble d'alimentation	4 mètres
Lampe interrupteur classique	SX1130
Lampe interrupteur sans contact	SX1132
Lampe interrupteur minuteur	SX1134
accessoires	
Ampoule infrarouge 250 W	SX1126

Dispositifs de fixation en option pour les lampes LID

Équerre murale



- en aluminium laqué

référence	Prix HT
SX14030	

Étau simple



- aluminium laqué noir
- ouverture maximale Ø 750 mm

référence	Prix HT
SX14020	

Étau universel



- pour rails médicaux et tubes en aluminium avec plaque support

référence	Prix HT
SX14050	

Étau pour rails médicaux



- aluminium microbillé
- ouverture maximale 60 mm

référence	Prix HT
SX14052	

Pieds roulants

Pied roulant télescopique standard

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 3,3 à 4 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

Pied roulant télescopique lesté

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 5,1 à 5,8 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

modèle	référence	Prix HT
Pied roulant télescopique standard		
ped roulant télescopique standard - 3,3 kg	SX14600	
ped roulant télescopique standard - 3,7 kg	SX14650	
ped roulant télescopique standard - 4 kg	SX9107	
Pied roulant télescopique lesté		
ped roulant télescopique lesté - 5,1 kg	SX14658	
ped roulant télescopique lesté - 5,5 kg	SX14660	
ped roulant télescopique lesté - 5,8 kg	SX9107L	



Bras muraux

Bras mural



Bras mural articulé



- en acier laqué époxy blanc
- départ de lampe jusqu'à 400 mm du mur ou 800 mm avec le bras articulé

référence	Prix HT
SX14042 1	
SX14040 2	

Plaques d'adaptation

Tube centré



- tube centré Ø 16 mm
- longueur 55 mm

Tube excentré



- tube excentré Ø 16 mm
- longueur 80 mm

modèle	référence	Prix HT
Tube centré	SX14032	
Tube excentré	SX14034	

Plaque d'adaptation sur bras 40 cm



- en acier laqué époxy blanc
- longueur : 400 mm

référence	Prix HT
SX14036	


Socle lourd de table



- en acier laqué époxy blanc
- poids : 1;5 kg
- taille : Ø 220 mm

référence	Prix HT
SX14010	

Bras articulé



- en acier laqué époxy blanc
- bras de 600 mm
- rotation de la lampe à 360°
- à visser sur la partie verticale d'un meuble

référence	Prix HT
SX14044	