

Lampe LED articulée Hepta



- poignée ergonomique
- lampe LED très polyvalente et puissante
- diffuse une lumière claire et harmonieuse sans aucun dégagement de chaleur
- plusieurs fixations possibles, en option, voir page suivante

modèle	Hepta
consommation / puissance	7 W / 980 Lumens
température de couleur	4500°K
Indice Rendu de Couleur	IRC 95/100
isolation	Classe II
dimensions tête de la lampe	100 x 110 mm
surface éclairée à 30 / 50 / 100 cm	Ø 12 / Ø 18 / Ø 30 cm
éclairage à 30 / 50 / 100 cm	130 000 / 60 000 / 18 000 Lux
longévité des ampoules	50 000 heures min.
longueur du bras flexible	700 mm
dimensions base de la lampe	Ø 69 x h115 mm
poids	2,3 kg
alimentation	230 V - câble 3 m.
Lampes avec interrupteur classique	
Lampes LED sur flexible 650 mm	SX1110
Lampes LED sur flexible 1140 mm	SX1114
Lampes avec interrupteur sans contact, à détecteur IR (InfraRouge)	
Lampes LED sur flexible 650 mm	SX1115
Lampes LED sur flexible 1140 mm	SX1116
Lampes avec variateur d'intensité	
Lampes LED sur flexible 650 mm	SX1112
Lampes LED sur flexible 1140 mm	SX1113

Lampe LED articulée Hydra

Éclairage précis de deux zones d'examen distinctes, sans zone d'ombre.



- élimination des zones d'ombre produites naturellement par une seule source de lumière
- flexible omnidirectionnel long. 1250 mm
- flexible de chaque bras : 250 mm (orientation libre)
- plusieurs fixations possibles, en option, voir page suivante

modèle	Hydra
consommation / puissance	2 x 4,2 W / 2 x 420 Lumens
température de couleur	2 x 4500°K
Indice Rendu de Couleur	IRC 95/100
isolation	Classe II
dimensions tête de la lampe	60 x 95 mm
surface éclairée à 30 / 50 / 100 cm	Ø 15 / Ø 20 / Ø 30 cm
éclairage à 30 / 50 / 100 cm	20 000 / 7 000 / 1 700 Lux
longévité des ampoules	50 000 heures min.
longueur du bras flexible	1250 mm + 250 mm par bras
dimensions base de la lampe	Ø 69 x h115 mm
poids	3 kg
alimentation	230 V - câble 3 m.
Lampes avec interrupteur classique	
Lampes LED sur flexible 650 mm	SX1310
Lampes avec interrupteur sans contact, à détecteur IR (InfraRouge)	
Lampes LED sur flexible 650 mm	SX1315

Dispositifs de fixation en option pour les lampes LID

Équerre murale



- en aluminium laqué

référence	Prix HT
SX14030	

Étau simple



- aluminium laqué noir
- ouverture maximale Ø 750 mm

référence	Prix HT
SX14020	

Étau universel



- pour rails médicaux et tubes en aluminium avec plaque support

référence	Prix HT
SX14050	

Étau pour rails médicaux



- aluminium microbillé
- ouverture maximale 60 mm

référence	Prix HT
SX14052	

Pieds roulants

Pied roulant télescopique standard

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 3,3 à 4 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

Pied roulant télescopique lesté

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 5,1 à 5,8 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

modèle	référence	Prix HT
Pied roulant télescopique standard		
ped roulant télescopique standard - 3,3 kg	SX14600	
ped roulant télescopique standard - 3,7 kg	SX14650	
ped roulant télescopique standard - 4 kg	SX9107	
Pied roulant télescopique lesté		
ped roulant télescopique lesté - 5,1 kg	SX14658	
ped roulant télescopique lesté - 5,5 kg	SX14660	
ped roulant télescopique lesté - 5,8 kg	SX9107L	



Bras muraux

Bras mural



Bras mural articulé



- en acier laqué époxy blanc
- déport de lampe jusqu'à 400 mm du mur ou 800 mm avec le bras articulé

référence	Prix HT
SX14042 ¹	
SX14040 ²	

Plaques d'adaptation

Tube centré



- tube centré Ø 16 mm
- longueur 55 mm

Tube excentré



- tube excentré Ø 16 mm
- longueur 80 mm

modèle	référence	Prix HT
Tube centré	SX14032	
Tube excentré	SX14034	

Plaque d'adaptation sur bras 40 cm



- en acier laqué époxy blanc
- longueur : 400 mm

référence	Prix HT
SX14036	

Socle lourd de table



- en acier laqué époxy blanc
- poids : 1;5 kg
- taille : Ø 220 mm

référence	Prix HT
SX14010	

Bras articulé



- en acier laqué époxy blanc
- bras de 600 mm
- rotation de la lampe à 360°
- à visser sur la partie verticale d'un meuble

référence	Prix HT
SX14044	