

Pointes Type Tecan classique

- pour instruments robotiques Tecan
- pointes de qualité supérieure, pour la biologie moléculaire
- en PP, transparent ou noir (pointes conductrices)
- avec ou sans filtre
- certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogènes
- pointes stériles : stérilisées par irradiation aux rayons gamma

- modèles avec ouverture large pour des échantillons visqueux
- emballés sous blister de 2 racks



Pointes Type Tecan				référence	Prix HT	
pointes standard						
50 µl		noires	-	-	RP3110	90 x 2 racks de 96 pointes (17.280 pointes)
		noires	-	-	RP3111	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	stériles (Bioclean®)	avec filtre	RP3112	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		transparentes	-	avec filtre	RP3115	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
200 µl		transparentes	stériles (Bioclean®)	avec filtre	RP3116	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	-	-	RP3120	90 x 2 racks de 96 pointes (17.280 pointes)
		noires	-	avec filtre	RP3121	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	stériles (Bioclean®)	avec filtre	RP3122	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
1000 µl		transparentes	-	-	RP3125	90 x 2 racks de 96 pointes (17.280 pointes)
		transparentes	-	-	RP3126	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		transparentes	stériles (Bioclean®)	avec filtre	RP3127	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	-	-	RP3130	50 x 2 racks de 96 pointes (9.600 pointes)
1000 µl		noires	-	-	RP3131	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	-	avec filtre	RP3132	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	stériles (Bioclean®)	avec filtre	RP3133	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		transparentes	-	-	RP3135	50 x 2 racks de 96 pointes (9.600 pointes)
1000 µl		transparentes	-	-	RP3136	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		transparentes	stériles (Bioclean®)	avec filtre	RP3137	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		pointes avec ouverture large				
1000 µl		noires	-	-	RP3140	50 x 2 racks de 96 pointes (9.600 pointes)
		noires	-	-	RP3141	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
1000 µl		transparentes	-	-	RP3145	50 x 2 racks de 96 pointes (9.600 pointes)

Pointes Type Tecan Nouveau

- pour instruments robotique Tecan Freedom EVO (plateau suspendu) ou Tecan Fluent (format ANSI/SLAS)
- pointes conductrices, coloris noir
- avec ou sans filtre
- fabriquées dans des conditions de salle blanche (classe

- de salle blanche 8)
- idéales pour l'analyse à haut débit
- emballées sous blister de 2 racks



Pointes Type Tecan nouveau				référence	Prix HT	
pointes						
50 µl		noires	-	-	RP3150	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	-	avec filtre	RP3151	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	stériles	avec filtre	RP3152	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
200 µl		noires	-	-	RP3160	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	-	avec filtre	RP3161	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	stériles	avec filtre	RP3162	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
1000 µl		noires	-	-	RP3170	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	-	avec filtre	RP3171	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
		noires	stériles	avec filtre	RP3172	12 x 2 racks de 96 pointes (2.304 pointes)
support pour rack de pointes						
Supports pour racks de 50 µl et 200 µl				RP3101	144 x 10 supports (1.440 supports)	
Supports pour racks de 1000 µl				RP3102	144 x 5 supports (720 supports)	