

Micropipettes mécaniques Research® plus

- ▶ volume fixe ou variable
- ▶ micropipettes monocanal
- ▶ micropipettes 8, 12, 16, 24 canaux



Micropipettes multicanaux :
alignement parfait des pointes pour
atteindre le fond des plaques jusqu'à
384 puits

Caractéristiques générales

- pipettes sûres, ergonomiques, ultra légères, parfaitement équilibrées
- pipettes à coussin d'air nécessitant une faible force de pipetage
- fonctionnement intuitif
- entièrement autoclavables
- embout porte-pointe à ressort amortisseur de force : une légère pression suffit pour ajuster la pointe sans effort
- étalonnage facile et rapide
- modèles à volume variable : réglages rapides et précis du volume, le volume sélectionné est indiqué sur le grand affichage à 4 chiffres

Fonctions

- pipetage direct
- pipetage inverse
- retrait des surageants
- mélange d'échantillons
- extraction de phase
- remplissage des plaques, gels et microtubes

Modèles multicanaux

- alignement parfait des pointes
- système d'éjection innovant : une seule pression légère sur l'éjecteur permet d'éjecter les pointes automatiquement, l'une après l'autre
- aspiration extrêmement homogène des échantillons dans les différents canaux et un haut niveau de reproductibilité d'un utilisateur à l'autre pour des résultats homogènes

les packs
Research® plus



Micropipettes à volume variable

capacité		référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume variable			
0,1 à 2,5 µl	* ●	DP1040	
0,5 à 10 µl	* ●	DP1041	
2 à 20 µl	* ●	DP1042	
2 à 20 µl	* ●	DP1043	
10 à 100 µl	* ●	DP1044	
20 à 200 µl	* ●	DP1045	
30 à 300 µl	* ●	DP1046	
100 à 1000 µl	* ●	DP1047	
250 à 2500 µl	** ●	DP1048	
500 à 5000 µl	** ●	DP1049	
1000 à 10000 µl	** ●	DP1050	
micropipettes 8 canaux à volume variable			
0,5 à 10 µl	* ●	DP1060	
10 à 100 µl	* ●	DP1061	
30 à 300 µl	* ●	DP1062	
120 à 1200 µl	* ●	DP1063	
micropipettes 12 canaux à volume variable			
0,5 à 10 µl	* ●	DP1070	
10 à 100 µl	* ●	DP1071	
30 à 300 µl	* ●	DP1072	
120 à 1200 µl	* ●	DP1073	
micropipettes 16 canaux à volume variable			
1 à 20 µl	* ●	DP1080	
5 à 100 µl	* ●	DP1081	
micropipettes 24 canaux à volume variable			
1 à 20 µl	* ●	DP1090	
5 à 100 µl	* ●	DP1091	

* livrée avec une boîte de pointes epT.I.P.S®

* livrée avec un sac d'échantillons de pointes epT.I.P.S®

Micropipettes à volume fixe

capacité	référence	Prix HT
10 µl	●	DP1020
10 µl	●	DP1021
20 µl	●	DP1022
20 µl	●	DP1023
25 µl	●	DP1024
50 µl	●	DP1025
100 µl	●	DP1026
200 µl	●	DP1027
200 µl	●	DP1028
250 µl	●	DP1029
500 µl	●	DP1030
1000 µl	●	DP1031

Packs	micropipettes monocanal	pointes	accessoires	réf.	Prix HT
Pack 1	3 micropipettes volume variable 0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	3 boîtes de pointes epT.I.P.S®	stylo-pipette	DP1101	
Pack 2	3 micropipettes volume variable 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	3 boîtes de pointes epT.I.P.S®	stylo-pipette	DP1102	
Pack 3	3 micropipettes volume variable 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl 1000 - 10000 µl	3 boîtes de pointes epT.I.P.S®	stylo-pipette	DP1103	
Pack 4	6 micropipettes volume variable 0,1 - 2,5 µl 0,5 - 10 µl 2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	6 boîtes de pointes epT.I.P.S®	1 portoir carrousel 6 places stylo-pipette	DP1104	