

Sièges de laboratoire Nexxit poignée colorée



1 Nexxit 1,
sur patins,
hauteur assise 450 - 600 mm



2 Nexxit 2,
sur roulettes,
hauteur assise 450 - 600 mm



3 Nexxit 3,
sur patins, avec repose pied,
hauteur assise 570 - 820 mm

- système synchrone avec réglage automatique de tension
- réglages de la profondeur d'assise, de l'inclinaison d'assise et de la hauteur de dossier avec un seul levier
- piétement acier noir, aluminium poli sur demande
- soutien adapté à la morphologie
- 2 poignées latérales, 4 coloris au choix
- dossier aminci vers le haut pour une parfaite mobilité des mouvements
- rembourrage épais et souple
- deux revêtements lavables, résistants aux désinfectants et faciles d'entretien, au choix :
 - cuir synthétique, moelleux et confortable
 - mousse polyuréthane, plus robuste
- livrés démontés



La technique synchrone :
l'assise et le dossier accompagnent tous les mouvements, comme en état d'apesanteur

modèle NEXXIT		bleu	gris	orange	vert	sans poignée	Prix HT
coloris des poignées		→	●	●	●	-	
Revêtement en cuir synthétique							
NEXXIT 1 : 5 patins, assise h450-600 mm	1	MB4810	MB4811	MB4812	MB4813	MB4814	
NEXXIT 2 : 5 roulettes, assise h450-600 mm	2	MB4820	MB4821	MB4822	MB4823	MB4824	
NEXXIT 3 : 5 patins, assise h570-820 mm, repose pied	3	MB4830	MB4831	MB4832	MB4833	MB4834	
Revêtement en mousse Polyuréthane							
NEXXIT 1 : 5 patins, assise h450-600 mm	1	MB4840	MB4841	MB4842	MB4843	MB4844	
NEXXIT 2 : 5 roulettes, assise h450-600 mm	2	MB4850	MB4851	MB4852	MB4853	MB4854	
NEXXIT 3 : 5 patins, assise h570-820 mm, repose pied	3	MB4860	MB4861	MB4862	MB4863	MB4864	

Accessoires	référence	Prix HT
Accoudoirs	MB9995	
Roulettes auto-bloquantes pour Nexxit 3	MB9994	