

## Tabourets médicaux Labor

- tabouret facile à nettoyer, conçu de manière à accumuler peu de saletés, en particulier au niveau des roulettes
- piétement en aluminium poli
- assise réglable en hauteur par un vérin, avec poignée circulaire et, sur le modèle Labor, par déclenchement au pied
- anneau de couleur, 4 coloris au choix
- rembourage confortable, épaisseur 60 mm
- deux revêtements, coloris noir, au choix :
  - cuir synthétique, lavable, résistant aux désinfectants au sang et à l'urine, souple, confortable, sans PVC, sans phtalates, protection incendie selon EN1021 parties 1 + 2
  - mousse Polyuréthane, très robuste, résistant aux désinfectants, au sang, à l'urine, aux rayures et objets coupants, sans PVC, protection incendie selon EN1021 parties 1 + 2
- possibilité d'ajouter le support Flex réglable en hauteur, en option : peut servir d'accoudoir ou de dossier
- livrés démontés




1 Labor 2, sur roulettes, hauteur assise 450 - 650 mm

2 Labor 3, sur patins, avec repose pied, hauteur assise 560 - 830 mm

3 Labor sur roulettes avec réglage en hauteur par déclenchement au pied, hauteur assise 480 - 650 mm

Coloris de l'anneau		orange	bleu	vert	gris	Prix HT
		●	●	●	●	
Revêtement en cuir synthétique						
LABOR 2 : 5 roulettes, assise h450-650 mm	1	MB5110	MB5111	MB5112	MB5113	
LABOR 3 : 5 patins, assise h560-830 mm, repose pied	2	MB5120	MB5121	MB5122	MB5123	
LABOR : 5 roulettes, assise h480-650 mm, déclenchement au pied	3	MB5130	MB5131	MB5132	MB5133	
Revêtement en Mousse de Polyuréthane						
LABOR 2 : 5 roulettes, assise h450-650 mm	1	MB5140	MB5141	MB5142	MB5143	
LABOR 3 : 5 patins, assise h560-830 mm, repose pied	2	MB5150	MB5151	MB5152	MB5153	
LABOR : 5 roulettes, assise h480-650 mm, déclenchement au pied	3	MB5160	MB5161	MB5162	MB5163	



Accessoires	réf.	Prix HT
Support Flex, accoudoir ou dossier	MB9996	
Roulettes auto-bloquantes pour Labor 3	MB9994	