

Oxymètre cardiofréquence



- alarmes hautes et basses
- écran OLED couleur
- rotation de l'écran
- dispositif Médical selon directive 93/42/EEC, règlement EU 2017/745
- utilisation de 15 à 110 kg
- livré avec une dragonne

SpO2 (saturation pulsée en oxygène)	0 à 100% / $\pm 2\%$
pouls (fréquence et graphique)	30 à 250 bpm / ± 2 bpm
écran	23 x 14 mm
dimensions	57 x 31 x 32 mm
poids	30 g
alimentation	2 piles AAA (non fournies)
Oxymètre	AZ1471475

Thermomètre médical classique



- alarme sonore
- extinction automatique
- fournie avec un étui

température	+32° à +42°C
précision	$\pm 0,1^\circ\text{C}$
dimensions	130 x 18 x 10 mm
poids	10 g
alimentation	1 pile 392
Thermomètre	CMX981

Tensiomètre digital pour poignet



- mesure de systole, diastole et pouls
- détecte l'arythmie avec une échelle de risque
- gonflage, dégonflage et mesures automatiques
- 2 x 60 mémoires horodatées (date et heure)
- fonctions horloge, date
- auto-extinction
- livré en coffret

pression	0 à 300 mmHg / ± 3 mmHg
pouls	40 à 180 pulsations/mn / $\pm 5\%$
écran	36 x 29 mm
dimensions	83 x 64 x 28 mm
poids	80 g
alimentation	2 piles AAA
Tensiomètre	CMX985

Tensiomètre-cardiofréquence brassard



- mesure systole, diastole et le pouls
- gonflage, dégonflage et mesures automatiques
- 120 mémoires
- fonctions horloge, date et auto OFF
- fournie avec une housse

pression	40 à 300 mmHg
pouls	30 à 180 bpm
circonférence du bras	22 à 36 cm
dimensions	140 x 98 x 48 mm
poids	340 g
alimentation	4 piles AAA
Tensiomètre	AZ1471528