

Bac à ultrasons 1,4 litres



- boîtier en plastique ABS
- cuve en acier inox
- minuteur automatique avec arrêt pré-programmé à 90, 180, 280, 380 ou 480 secondes
- livré avec un panier et un couvercle

capacité	1,4 litres
dim. internes cuve (lxpxh)	160 x 128 x 45 mm
minuterie	90 à 480 secondes
fréquence	42 kHz
dim. externes (lxpxh)	230 x 180 x 160 mm
poids	1,8 kg
alimentation / puissance	230 V / 40 W
Bac à ultrasons	LMG7200VE

Bac à ultrasons chauffant 2,6 litres



- boîtier en plastique ABS
- cuve en acier inox
- minuteur automatique avec arrêt pré-programmé à 90, 180, 280, 380 ou 480 secondes
- livré avec un panier et un couvercle

capacité	2,6 litres
dim. internes cuve (lxpxh)	264 x 164 x 80 mm
température de chauffage	+65°C
minuterie	90 à 480 secondes
fréquence	35 kHz
dim. externes (lxpxh)	290 x 225 x 180 mm
poids	2,2 kg
alimentation / puissance	230 V / 170 W
Bac à ultrasons	AZ1471555

Bac à ultrasons chauffant 3,2 litres



- boîtier et cuve en acier inox
- minuteur réglable de 0 à 30 minutes
- livré avec un panier et un couvercle

capacité	3,2 litres
dim. internes cuve (lxpxh)	240 x 135 x 100 mm
température de chauffage	+20 à +80°C
minuterie	de 0 à 30 min
fréquence	40 kHz
dim. externes (lxpxh)	265 x 235 x 165 mm
poids	3,8 kg
alimentation / puissance	230 V / 120 W
Bac à ultrasons	CMX561

Bac à ultrasons chauffant 6,5 litres



- boîtier et cuve en acier inox
- minuteur réglable de 0 à 30 minutes
- robinet de vidange

capacité	6,5 litres
dim. internes cuve (lxpxh)	300 x 150 x 150 mm
température de chauffage	+20 à +80°C
minuterie	de 0 à 30 min
fréquence	40 kHz
dim. externes (lxpxh)	333 x 310 x 180 mm
poids	5,5 kg
alimentation / puissance	230 V / 180 W
Bac à ultrasons	CMX562