

pH-mètre

pH

- fonction Hold
- corps epoxy
- connecteur BNC
- livré avec électrode pH au chlorure d'argent AG/AgCl, double jonction, câble 750 mm
- sonde de pénétration en option
- zéro potentiel pour pH 7 ± 1 Ph
- répétabilité : 0,05 pH
- livré avec une solution de conservation
- sonde de pénétration en option

Sonde en option



pH	0,00 à 14,00 (15°C < T° < 35°C)
précision	±0,07 pH (pH 5 ~ pH 9), ±0,2 au-delà
calibration manuelle	pH 4 - pH 7
sonde pH	Ø 12 x 160 mm
dimension	205 x 68 x 30 mm / 220 g
alimentation	pile LR6F22 (non fournie)
pH-mètre	APH152
option	
sonde pH de pénétration	CMX706

pH-mètre, thermomètre et RéDox

pH
RéDox
température

- fonctions Hold, Max/Min
- auto-extinction
- corps epoxy
- connecteur BNC
- compensation en température manuelle ou automatique
- livré avec électrode pH au chlorure d'argent AG/AgCl, double jonction, câble 750 mm
- autres sondes en option
- zéro potentiel pour pH 7 ± 1 Ph
- répétabilité : 0,05 pH
- interface RS232 pour enregistrement PC
- livré avec une solution de conservation

pH	0,00 à 14,00 / ±(0,02 +2d)
RéDox	-1999 à +1999 mV (±0,5% mV)
température	0,0 à 65,0°C / ±0,8°C
calibration	pH 4, pH7, pH 10
sonde pH	Ø 12 x 160 mm
dimension	195 x 68 x 30 mm / 489 g
alimentation	pile LR6F22 (non fournie)
pH-mètre	AZ1471449
options	
sonde RéDox	AZ1471468
sonde de Température	AZ1471466
logiciel + câble RS232	CMX707



Sondes en option

pH
RéDox
conductivité
TDS
température

- fonctions zéro, Hold, Max/Min
- auto-extinction
- écran rétro-éclairé
- compensation en température manuelle ou automatique

pH	0,00 à 14,00 / ±(0,02 +2d)
conductivité	0 µS à 200,0 mS / ±(2% + 1 d)
TDS	0 à 132 000 ppm / ±(2% + 1 d)
RéDox	-1999 à +1999 mV (±0,5% VM)
O ₂ dissous	0 à 20,0mg/L / ±0,4 mg/L
O ₂ aérobie	0 à 100 % / ±0,7 % O ₂
température	0,0 à 65,0°C / ±0,8°C
calibration	pH 4, pH7, pH 10
sonde pH	Ø 12 x 160 mm
sonde conductivité	Ø 22 x 120 mm
enregistreur autonome	16 000 mémoires
intervalle programmable	1 sec à 9 h, ou manuel
dimension	177 x 68 x 45 mm / 489 g.
alimentation	4 piles AA (non fournies)
pH-mètre	APH155
options	
sonde RéDox	AZ1471468
sonde O ₂	CMX708
sonde de Température	AZ1471466
logiciel + câble RS232	CMX707

Enregistreur - pH-mètre
conductimètre / RedOx / Oxygènemètre
sondes pH et conductivité livrées

Sondes en option

