

Pipettes compte-gouttes en verre



- en verre sodocalcique
- bout droit
- bord perlé
- livrées sans tétine

longueur	Ø mm	référence	Prix HT
75 mm	6 / 7 mm	MR3401	les 100
150 mm	7 / 8 mm	MR3402	les 200

Tétines en caoutchouc pour pipettes compte-gouttes



- en caoutchouc rouge
- volume d'aspiration 0,8 ml

référence	Prix HT
MR3405	Tétines en caoutchouc, les 100

Tétines en caoutchouc pour pipettes de transfert Pasteur




- en caoutchouc naturel transparent
- forme olive
- volume d'aspiration : 1,8 ml
- longueur 36,4 mm
- Ø int. ouverture 5,8 mm
- épaisseur de la paroi : 1,6 mm

référence	Prix HT
MR3406	Tétines en caoutchouc, les 100

Pipettes de transfert Pasteur en verre




- en verre sodocalcique
- conformes à la norme ISO 7712
- capacité 2 ml
- pointes fines uniformément arrondies, Ø ext. 1,3/1,4 mm, Ø int. 0,8/1,0 mm
- nette constriction à l'extrémité supérieure pour maintenir un bouchon de coton
- usage unique
- emballage en boîte distributrice de 250



type	longueur	référence	Prix HT
Pipettes sans bouchon de coton	150 mm	MR3411	les 1000
	230 mm	MR3412	les 1000
avec bouchon de coton	150 mm	MR3413	les 1000
	230 mm	MR3414	les 1000

Pipettes de transfert Pasteur en polyéthylène



- en polyéthylène
- exempt d'ESB
- compatibles agroalimentaire
- bulbe souple et élastique
- orifice sans bavure pour une distribution nette, propre et précise
- usage unique
- longueur 150 mm

capacité	graduations	référence	Prix HT
micro	non graduées	MR3421	les 500
0,25 ml	graduées	MR3422	les 500
0,50 ml	graduées	MR3423	les 500