

## Tubes capillaires pour gaz de sang



- en verre à paroi épaisse
- extrémités polies au feu
- pour l'analyse des gaz du sang, en particulier de l'oxygène et du dioxyde de carbone
- avec héparine et sodium
- usage unique
- en flacon distributeur de 250 pièces

| capacité | long.  | Ø ext.  | héparine  | réf.   | Prix HT  |
|----------|--------|---------|-----------|--------|----------|
| 82,5 µl  | 75 mm  | 1,75 mm | 240 iu/ml | MR3461 | les 1000 |
| 130 µl   | 75 mm  | 2,3 mm  | 80 iu/ml  | MR3462 | les 1000 |
| 175 µl   | 100 mm | 2,3 mm  | 80 iu/ml  | MR3463 | les 1000 |
| 220 µl   | 125 mm | 2,3 mm  | 80 iu/ml  | MR6464 | les 1000 |
| 137,5 µl | 125 mm | 1,75 mm | 80 iu/ml  | MR3465 | les 1000 |

## Micropipettes capillaires en verre à trait circulaire



- en verre
- conformes à la norme ISO 7550
- usage unique
- longueur 125 mm
- non héparinées
- à partir de 5 µl avec code couleur selon les recommandations ISO
- en boîte distributrice ronde en carton de 125

| marque circulaire à | Ø ext   | Ø int   | réf    | Prix HT  |
|---------------------|---------|---------|--------|----------|
| 1/2/3/4/5 µl        | 1,15 mm | 0,29 mm | MR3471 | les 1000 |
| 10 µl               | 1,25 mm | 0,46 mm | MR3472 | les 1000 |
| 20 µl               | 1,60 mm | 0,64 mm | MR3473 | les 1000 |
| 50 µl               | 1,50 mm | 0,86 mm | MR3474 | les 1000 |
| 100 µl              | 1,70 mm | 1,19 mm | MR3475 | les 1000 |
| 200 µl              | 2,25 mm | 1,68 mm | MR3476 | les 500  |

## Tubes capillaires deux extrémités ouvertes

pour la détermination du point de fusion



- pour le stockage de petites quantités de liquides ou la détermination du point de fusion
- en verre sodocalcique
- bords coupés rectangulaires
- usage unique
- livrées en flacon distributeur de 50

| longueur | Ø. ext. | Ø. int. | réf    | Prix HT          |
|----------|---------|---------|--------|------------------|
| 70 mm    | 1,20 mm | 0,90 mm | MR3481 | les 1000 2930201 |
| 80 mm    | 0,60 mm | 0,42 mm | MR3482 | les 1000 2930203 |
| 80 mm    | 0,80 mm | 0,56 mm | MR3483 | les 1000 2930204 |
| 80 mm    | 1,00 mm | 0,80 mm | MR3484 | les 1000 2930205 |
| 80 mm    | 1,50 mm | 1,20 mm | MR3485 | les 1000 2930207 |
| 100 mm   | 1,00 mm | 0,80 mm | MR3486 | les 1000 2930208 |
| 100 mm   | 1,55 mm | 1,15 mm | MR3487 | les 1000 2930210 |

## Tubes capillaires une extrémité fermée

pour la détermination du point de fusion



- pour le stockage de petites quantités de liquides ou la détermination du point de fusion
- en verre sodocalcique
- bords coupés rectangulaires
- usage unique
- livrées en flacon distributeur de 50

| longueur | Ø. ext. | Ø. int. | réf    | Prix HT          |
|----------|---------|---------|--------|------------------|
| 75 mm    | 2,00 mm | 1,50 mm | MR3491 | les 1000 2940202 |
| 80 mm    | 1,00 mm | 0,80 mm | MR3492 | les 1000 2940205 |
| 80 mm    | 1,30 mm | 1,0 mm  | MR3493 | les 1000 2940206 |
| 80 mm    | 1,40 mm | 1,0 mm  | MR3494 | les 1000 2940211 |
| 80 mm    | 1,50 mm | 1,20 mm | MR3495 | les 1000 2940207 |
| 100 mm   | 1,00 mm | 0,80 mm | MR3496 | les 1000 2940208 |
| 100 mm   | 1,20 mm | 0,90 mm | MR3497 | les 1000 2940209 |
| 100 mm   | 1,30 mm | 1,15 mm | MR3498 | les 1000 2940210 |