

## Distributeurs de pansements



certification  
CE DM 2017/745

- distributeur avec capot protecteur anti-poussière
- étagère intérieure pour les petits objets
- pansements prêts à l'emploi, en emballage individuel, peuvent être tirés d'une seule main
- hygiénique : les autres pansements ne sont pas souillés
- possibilité de verrouillage anti-vol (clé fournie)
- capacité 90 pansements (2 recharges de 45 pansements) ou 60 pansements pour les modèles "longs" (2 recharges de 30 pansements)
- dimensions / poids : 230 x 32 x h135 / 350 g
- livrés avec fixations


### Contenu, suivant modèle :

- **pansements tissés** : élastiques, perméables à l'air, les modèles "longs" s'enroulent autour du doigt
- **pansements étanches** : perméables à l'air, résistants à l'eau
- **pansements détectables stériles** : en polyéthylène bleu avec surface métallique, spécialement conçus pour l'agroalimentaire, les modèles "longs" s'enroulent autour du doigt
- **pansements hémostatiques** : propre à arrêter les hémorragies
- **pansements à l'Aloe Vera** : apaisants et hydratants
- **pansements à couche d'aluminium** : effet anti-adhérent
- **ampoules 20 ml** de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9%, similaire aux sécrétions de l'œil humain, pour le nettoyage oculaire

Contenu	référence	Prix HT
<b>Distributeurs</b>		
distributeur vide	SR5500	
90 (2x45) pansements tissés	SR5502	
60 (2x30) pansements tissés <b>longs</b>	SR5528	
45 pansements tissés et 45 pansements étanches	SR5507	
90 (2x45) pansements étanches	SR5501	
90 (2x45) pansements bleus détectables	SR5503	
60 (2x30) pansements bleus détectables <b>longs</b>	SR5529	
90 (2x45) pansements à l'Aloe Vera	SR5506	
90 (2x45) pansements à couche d'aluminium	SR5505	
90 (2x45) pansements hémostatiques	SR5510	
45 pansements tissés et 5 ampoules x 20 ml chlorure de sodium	SR4631	
10 ampoules x 20 ml chlorure de sodium	SR4632	
<b>Recharges</b>		
45 pansements tissés	SR5512	
30 pansements tissés <b>longs</b>	SR5508	
45 pansements étanches	SR5511	
45 pansements bleus détectables	SR5513	
30 pansements bleus détectables <b>longs</b>	SR5513	
45 pansements à l'Aloe Vera	SR5514	
45 pansements à couche d'aluminium	SR5515	
45 pansements hémostatiques	SR5516	
5 ampoules x 20 ml chlorure de sodium	SR5160	

## Stations de premiers soins complètes

certification  
CE DM 2017/745



- stations flexibles qui vous permet de choisir vous-même le contenu
- couvercle transparent
- armoire hygiénique à l'abri de la poussière
- dim. 253 x 92 x h430 mm

### référence

Prix HT

SR5173 1 Station vide

SR5170 2 Station Basic lave-œil :  
2 flacons x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium  
1 flacon x 200 ml de solution pH neutre  
5 ampoules Quickrinse x 20 ml de solution stérile Chlorure de Sodium  
45 pansements tissés élastiques

SR5174 3 Station Complète :  
2 flacons x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium  
1 flacon x 200 ml de solution pH neutre  
5 ampoules Quickrinse x 20 ml de solution stérile Chlorure de Sodium  
45 pansements tissés élastiques  
18 x gels anti-brûlure  
1 x compresse bandage (10x170x170mm / 20x120x75mm)  
20 x lingettes nettoyantes

SR5175 3 Station Agroalimentaire :  
2 flacons x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium  
1 flacon x 200 ml de solution pH neutre  
45 pansements bleus détectables  
30 pansements bleus détectables longs  
18 x gels anti-brûlure  
1 x compresse bandage (10x170x170mm / 20x120x75mm)  
20 x lingettes nettoyantes

SR5171 3 Station Industrie chimique :  
1 flacon DUO x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium  
1 flacon DUO x 200 ml de solution pH neutre  
1 flacon DUO x 500 ml de solution pH neutre  
5 ampoules Quickrinse x 20 ml de solution stérile Chlorure de Sodium  
45 pansements tissés élastiques