

Réfrigérateurs / Congélateurs combinés scientifiques ATEX



cuve ATEX



Régulateur électronique

Caractéristiques générales

- certification COFRAC : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage COFRAC (nous contacter)
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- report des alarmes sur un contact sec
- sécurités : alarme de porte et alarme de température sonores et visuelles programmables
- historique alarme température
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- fonction Smart defrost intelligente : utilisation d'un minimum de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats
- fluide réfrigérant écologique R600a
- conformes BPL

Construction

- intérieur plastique ABS et inox / extérieur revêtu de peinture laquée blanche
- isolation 50 mm de polyuréthane expansé
- porte pleine isolée, charnières à droite (à gauche sur demande)
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- combinés montés sur roulettes
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs et paniers sur demande



1



Système de circulation d'air ventilé

capacité brute	réfrigérateur 125 litres congélateur 125 litres	réfrigérateur 218 litres congélateur 125 litres
capacité utile	104 + 104 litres	189 + 104 litres
précision	±3°C à +5°C / ±5°C à -20°C	±3°C à +5°C / ±5°C à -20°C
nombre de grilles livrés / max.	4 + 4 / 7 + 7 grilles	5 + 4 / 14+ 7 grilles
nombre de plateaux livrés / max.	0 + 0 / 4 + 4 plateaux	0 + 0 / 7 + 4 plateaux
nombre de paniers livrés / max.	0 + 0 / 2 + 2 paniers	0 + 0 / 4 + 2 paniers
dim. ext.(lxpxh)	595 x 640 x h1711 mm	595 x 640 x h2100 mm
poids	92 kg	101 kg
consommation	2,14 kWh/24 h	2,16 kWh/24 h
conditions ambiantes admissibles	+10 à +35°C	+10 à +35°C
pieds / roulettes	4 roues dont 2 à 360° avec frein	4 roues dont 2 à 360° avec frein
Combinés réfrigérateur / congélateur	GM1910 1	GM1920
accessoires		
grilles acier plastifié	GM1901	GM1902
grilles inox	GM1903	GM1904
plateaux perforés inox	GM1905	GM1906