



Pour les échantillons de sang, les substances visqueuses et les suspensions où une aération minimale est requise.

Rouleurs analogiques 6 ou 9 rouleaux vitesse fixe

vitesse fixe
33 tr/min



- rotation sur 360°
- charge max. 3 kg
- mouvement combiné de roulement et de bascule pour un mélange homogène
- fonctionnement silencieux continu
- cond. ambiantes +4 à +60°C
- peuvent être utilisés dans des chambres froides ou dans des incubateurs
- interrupteur marche / arrêt, vitesse fixe
- rouleaux en plastique
- bac de récupération en cas de déversement accidentel
- panneaux latéraux pour maintenir les flacons d'échantillons sur le shaker

nombre de rouleaux	6 rouleaux	9 rouleaux
vitesse fixe	33 tr/min	33 tr/min
amplitude	16 mm	16 mm
rouleaux	Ø 30 x 340 mm	Ø 30 x 340 mm
dim. (lxpxh)	255 x 595 x h110 mm / 5 kg	360 x 565 x h110 mm / 7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Rouleurs économiques	YB3021	YB3026

Rouleurs digitaux 6 ou 9 rouleaux vitesse réglable, minuterie

vitesse réglable
5 à 60 tr/min



- rotation sur 360°
- charge max. 3 kg
- mouvement combiné de roulement et de bascule pour un mélange homogène
- fonctionnement silencieux continu
- cond. ambiantes +4 à +60°C
- peuvent être utilisés dans des chambres froides ou dans des incubateurs
- interrupteur marche / arrêt
- rouleaux en plastique
- bac de récupération en cas de déversement accidentel
- panneaux latéraux pour maintenir les flacons d'échantillons sur le shaker

nombre de rouleaux	6 rouleaux	9 rouleaux
vitesse réglable	5 à 60 tr/min	5 à 60 tr/min
amplitude	16 mm	16 mm
rouleaux	Ø 30 x 340 mm	Ø 30 x 340 mm
dim. (lxpxh)	255 x 595 x h110 mm / 5 kg	360 x 565 x h110 mm / 7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Rouleurs économiques	YB3031	YB3036