

## Titrateurs manuels pour burettes à piston Titronic 300

- distribution précise de liquides, solvants et agents titrants



- peuvent être utilisés comme burettes de titration ou de distribution avec des système de titration automatique
- écran couleur lumineux, affichage des courbes en temps réel
- exportation des résultats au format PDF et CSV
- possibilité de raccordement en chaine de plusieurs appareils
- conformes à la norme ISO 8655
- livrés avec souris, pince, statif, avec ou sans agitateur magnétique, suivant modèle

### Titration manuelle

- titration avec contrôle manuel (souris)
- ajustement du taux de titration en 5 étapes afin d'optimiser la précision et la vitesse de titration
- calcul automatique des résultats des différentes unités et exportation vers imprimante ou clé USB
- enregistrement automatique du poids lorsqu'une balance est connectée à l'appareil

### Dosage

- dosage et taux de remplissage réglables pour chaque méthode
- remplissage réglable entre chaque étape de dosage
- fonction remplissage intelligente : vérifie si une étape de dosage est possible sans remplir à l'avance pour réduire les opérations défectueuses lors d'un dosage en série

volume de dosage	20 ml	50 ml
<b>précision distribution (erreur systématique)</b>	± 0,15 ml	± 0,025 ml
<b>précision distribution (erreur aléatoire)</b>	± 0,05 ml	± 0,25 ml
<b>résolution d'affichage</b>	± 0,005 ml	± 0,025 ml
<b>affichage du volume</b>	0000,000 ... 9999,999 ml	0000,000 ... 9999,999 ml
<b>vitesse de dosage</b>	-	jusqu'à 100 ml/min
<b>durée de remplissage</b>	30 s à 999 s	30 s à 999 s
<b>température de fonctionnement</b>	+10-+40°C	+10-+40°C
<b>écran</b>	large écran graphique	large écran graphique
<b>logiciel</b>	logiciel TitriSoft	logiciel TitriSoft
<b>interfaces</b>	USB-A, USB-B, 2 RS-232-C	USB-A, USB-B, 2 RS-232-C
<b>dimensions / poids</b>	135 x 310 x 205 mm / 2 kg	135 x 310 x 205 mm / 2 kg
<b>alimentation</b>	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
<b>Titronic 300 sans agitateur magnétique</b>	XL2850	XL2854
<b>Titronic 300 AVEC agitateur magnétique</b>	XL2852	XL2856
<b>accessoires</b>		
<b>clavier USB</b>	XL2802	XL2802
<b>HUB USB pour la connexion de clavier, imprimante, clé USB, etc.</b>	XL2803	XL2803
<b>flacon de réactif en verre ambré 1 litre</b>	XL2804	XL2804