

Tubes à essai en verre sodocalcique



capacité	Ø x h	épaisseur de la paroi	référence	Prix HT
4 ml	10 x 75 mm	0,6 mm	MR3501	les 1000
6 ml	12 x 75 mm	0,6 mm	MR3502	les 1000
9 ml	12 x 100 mm	0,6 mm	MR3403	les 1000
14 ml	16 x 100 mm	0,8 mm	MR3404	les 1240
20 ml	16 x 130 mm	0,8 mm	MR3405	les 100
23 ml	16 x 150 mm	0,8 mm	MR3406	les 100
25 ml	16 x 160 mm	0,8 mm	MR3407	les 100
35 ml	18 x 180 mm	1,0 mm	MR3408	les 100
75 ml	25 x 200 mm	1,2 mm	MR3409	les 126

Tubes à essai avec rebord en verre sodocalcique



capacité	Ø x h	épaisseur de la paroi	référence	Prix HT
6 ml	12 x 75 mm	0,6 mm	MR3511	les 100
9 ml	12 x 100 mm	0,6 mm	MR3512	les 1000
20 ml	16 x 130 mm	0,8 mm	MR3513	les 1000
25 ml	16 x 160 mm	0,6 mm	MR3514	les 1000
35 ml	18 x 180 mm	0,8 mm	MR3515	les 100