

Flacons laveurs de Drechsel

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- tête conforme à la norme DIN 12596
- col rodé 29/32
- tête rodée 29/32, avec deux raccords olives Ø ext. 11 mm, ou filetés GL14, suivant modèle

capacité	raccords olives	raccords GL14
100 ml	EZ6500	EZ6505
250 ml	EZ6501	EZ6506
500 ml	EZ6502	EZ6507
1000 ml	EZ6503	EZ6508



Flacons laveurs de Drechsel avec disque fritté

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- tête conforme à la norme DIN 12596
- col rodé 29/32
- tête rodée 29/32, avec deux raccords olives Ø ext. 11 mm ou filetés GL14, suivant modèle
- disque fritté, Porosité 0, 1 ou 2, suivant modèle

capacité	raccords olives	raccords GL14
Porosité 0		
100 ml	EZ6510	EZ6515
250 ml	EZ6511	EZ6516
500 ml	EZ6512	EZ6517
1000 ml	EZ6513	EZ6518
Porosité 1		
100 ml	EZ6520	EZ6525
250 ml	EZ6521	EZ6526
500 ml	EZ6522	EZ6527
1000 ml	EZ6523	EZ6528
Porosité 2		
100 ml	EZ6530	EZ6535
250 ml	EZ6531	EZ6536
500 ml	EZ6532	EZ6537
1000 ml	EZ6533	EZ6538



Flacons laveurs de Drechsel

- Flacons**
- en verre borosilicaté 3.3
 - conformes à la norme DIN 12463
 - col rodé 29/32

- Têtes**
- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
 - conformes à la norme DIN 12596
 - rodage mâle 29/32
 - deux raccords olives Ø ext. 11 mm ou filetés GL14, suivant modèle
 - modèles avec disque fritté, Porosité 0, 1 ou 2



Têtes

Porosité	raccords olives	raccords GL14
Têtes SANS disque fritté [2]		
-	EZ6550	EZ6555
Têtes AVEC disque fritté [3]		
P. 0	EZ6551	EZ6556
P. 1	EZ6552	EZ6557
P. 2	EZ6553	EZ6558

Flacons sans tête [1]

capacité	base	réf.	Prix HT
100 ml	-	EZ6540	
250 ml	-	EZ6541	
500 ml	base élargie	EZ6542	
1000 ml	base élargie	EZ6543	

Flacons laveurs de Drechsel capuchon fileté GL45



porosité	capacité	réf.	Prix HT
Flacons complets			
-	500 ml	EZ6560 [1]	
P.1	500 ml	EZ6561 [2]	
Pièces détachées			
tête SANS disque fritté		EZ6562 [3]	
tête AVEC disque fritté		EZ6563 [4]	
flacon 500 ml, nu		EZ6464	
capuchon GL45		EZ3624	
embout raccord olive		EZ3662 [5]	
capuchon GL14 p. raccord olive		EZ3620 [6]	
anneau silicone 26x42x5 mm		EZ6565	

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- flacon capacité 500 ml
- capuchon central à vis GL 45
- insert réglable en hauteur
- raccords latéraux à vis GL14, embouts olives
- modèle avec disque fritté, porosité 1