

Pycnomètres avec thermomètre

VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3
- calibré à 20 °C ("In")
- conforme à la norme DIN 12 809 (sauf *)
- tube capillaire latéral avec capuchon en verre sur le rodage
- rodage : 10/19
- thermomètre : +10 à +35°C
- avec remplissage bleu
- capacité exacte gravée durablement dans le verre



capacité	référence	Prix HT
* 5 ml	MR4630	
10 ml	MR4631	
25 ml	MR4632	
50 ml	MR4633	
* 100 ml	MR4634	

Flacons laveur Drechsel sans tête

VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3
- rodage : 29/32
- à combiner avec une tête



capacité	référence	Prix HT
100 ml	MR4710	
250 ml	MR4711	
500 ml	MR4712	

Têtes Drechsel avec ou sans plaque filtrée

VERRE
borosilicaté DURAN

- à combiner à un flacon laveur de Drechsel
- rodage : 29/32



type	référence	Prix HT
sans plaque frittée	MR4715	
avec plaque frittée, porosité P1	MR4716	