

Réfrigérants de Allihn en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3



- conformes à la norme DIN1259
- en verre borosilicaté
- 2 raccords pour tuyaux Ø 11 mm

capacité	rodage mâle	rodage femelle	Ø tuyau	référence	Prix HT
250 ml	24 / 29	24 / 29	11 mm	MR4970	
250 ml	29 / 32	29 / 32	11 mm	MR4971	

Boîtes de Pétri en verre sodocalcique

VERRE
sodocalcique



- en verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- exempt de cadmium et de plomb
- partie inférieure et couvercle très plat pour l'étalement uniforme des milieux nutritifs et liquides
- distorsions optiques minimisées
- stérilisables jusqu'à +121°C

dimensions	référence	Prix HT
60 x 15 mm	MR3351	les 144
80 x 15 mm	MR3352	les 144
100 x 15 mm	MR3353	les 72
100 x 20 mm	MR3354	les 72
120 x 20 mm	MR3355	les 72
150 x 25 mm	MR3356	les 72
180 x 30 mm	MR3357	les 10
200 x 30 mm	MR3358	les 10

Aquariums sans plaque en verre sodocalcique



- en verre sodocalcique
- bord arrondis
- parois épaisses

dim (L x p x h)	référence	Prix HT
100 x 100 x 100 mm	MR5260	
150 x 100 x 100 mm	MR5261	
150 x 100 x 150 mm	MR5262	
200 x 100 x 100 mm	MR5263	
200 x 150 x 200 mm	MR5264	
250 x 180 x 220 mm	MR5265	
300 x 160 x 160 mm	MR5266	
300 x 220 x 240 mm	MR5267	
360 x 230 x 260 mm	MR5268	