

## Distributeur de paraffine LMR®

CE IVD  
98/79

**i** Pour paraffine, Histomed® ou tout autre milieu pour inclusion des tissus.



capacité	5 litres
température	+30° à +90°C
résolution	1°C
puissance	330 W
dim.	310 x p350 x h410 mm
poids	13 kg
Distributeur	DP180

- affichage digital LED de la température
- robinet anti-gouttes
- montée en température très rapide

## Distributeur de paraffine

CE IVD  
98/79

**i** Pour paraffine en granulés

- chauffage de granulés de paraffine jusqu'à fusion, distribution au robinet
- montée en température rapide
- contrôle précis de la température de la paraffine fondue
- réglage de la température jusqu'à +70°C
- voyant indicateur de chauffage
- sécurité : coupure en cas de surchauffe
- robinet à levier anti-goutte et chauffant : assure un flux uniforme de cire, distribution par traction à la demande ou en débit continu
- réservoir en acier inox, entièrement isolé pour éviter les pertes de chaleur et garantir une sécurité au toucher
- filtration dans le réservoir, maille 0,5 mm, pour retenir les particules
- surfaces externes en acier inox laqué avec additif antimicrobien



capacité	cuve 7,5 litres 6 kg de granulés
température	ambiante à +70°C (±1°C)
résolution	1°C
puissance	480 W
dim.	181 x p500 x h455 mm
poids	7 kg
Distributeur	TA2060

## Déparaffineurs

CE IVD  
98/79



- permet de retirer le surplus de paraffine sur les cassettes après inclusion de l'échantillon
- température réglable : ambiante à +99°C, incrément 1°C
- panneau de contrôle digital
- plateau chauffant amovible : récupération de la paraffine dans un bac
- dimensions / poids : 220 x p160 x h170 mm / 2,5 kg

référence **Prix HT**  
HT1100 Extracteur de paraffine