


Formol à 3,7 - 4% en flacons sécurisés prêts à l'emploi

- flacons en PP transparents avec formol prédosé à 3,7 - 4,0 % de formaldéhyde dans une solution neutre, tamponnée avec du phosphate de sodium à pH 7 et stabilisée avec du méthanol
- évite toute oxydation potentielle et améliore la préservation des échantillons
- selon volume, capuchons de sécurité en polyéthylène jaune haute densité avec double fermeture et joint intérieur antrifuites, striés pour une parfaite préhension particulièrement avec des gants ou capuchon à pression en PP blanc
- flacons gradués tous les 10 ml (selon modèle)
- étiquettes d'identification sur chaque flacon

double fermeture de sécurité et joint intérieur



quantité formol	capacité totale	graduation max.	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
Capuchons sécurisés						
10 ml	25 ml	20 ml	Ø 34 mm	h 43 mm	LMRFH10	les 45
20 ml	50 ml	40 ml	Ø 45 mm	h 43 mm	LMRFH20	les 44
30 ml	76 ml	60 ml	Ø 45 mm	h 60 mm	LMRFH30	les 45
40 ml	76 ml	60 ml	Ø 45 mm	h 60 mm	LMRFH40	les 45
125 ml	250 ml	150 ml	Ø 89 mm	h 57 mm	LMRFH125	les 16
200 ml	500 ml	350 ml	Ø 90 mm	h 110 mm	LMRFH200	les 12
Capuchons standard						
600 ml	1 000 ml	non gradué	Ø 111 mm	h 139 mm	LMRFH600	les 10
1 500 ml	3 000 ml	non gradué	Ø 200 mm	h 140 mm	LMRFH1500	l'unité
3 000 ml	6 000 ml	non gradué	Ø 234 mm	h 215 mm	LMRFH3000	l'unité



Flacons pré-remplis de Formol 4%

- flacons en PP transparent prêts à l'emploi, avec formol 4% prédosé
- capuchon vissant strié, parfaitement hermétique
- étiquette de marquage de sécurité



capacité	référence	Prix HT
20 ml	DK3002	les 224
30 ml	DK3003	les 150
40 ml	DK3004	les 150
60 ml	DK3006	les 90
90 ml	DK3009	les 90
120 ml	DK3012	les 50
150 ml	DK3015	les 50
160 ml	DK3016	les 50
1000 ml	DK3010	les 22

Flacons pré-remplis d'AFA (Alcool Formol Acétique)

- l'AFA (Alcool Formol Acide acétique) est composé de Formaldéhyde, d'Alcool éthylique, d'Alcool méthylique et d'acide acétique glacial
- fixatif pour histologie
- 2 versions : standard ou coloré
- flacon en PP transparent prêts à l'emploi avec AFA prédosé
- capuchon vissant strié, parfaitement hermétique
- étiquette de marquage de sécurité



capacité	réf	Prix HT	réf		Prix HT	
			flacons d'AFA*	flacons d'AFA* coloré		
20 ml	les 224	DK3202	DK3302			
30 ml	les 150	DK3203	DK3303			
40 ml	les 150	DK3204	DK3304			
60 ml	les 90	DK3206	DK3306			
90 ml	les 90	DK3209	DK3309			
120 ml	les 50	DK3212	DK3312			
150 ml	les 50	DK3215	DK3315			