

Ensemenceurs stériles à usage unique

Ensemenceurs 1 µl flexibles



- en polystyrène
- stériles
- surface lisse, permet une strie uniforme et douce sans endommager la surface du gel
- coloris blanc
- tige polygonale : améliore la prise en main, aide à l'orientation et facilite les opérations
- livrés en emballage Zip-lock inviolable et refermable ou en emballage individuel pelable, ouverture facile

emballage	référence	Prix HT
par 20	CT4160 les 1000	
par 10	CT4161 les 1000	
par 5	CT4162 les 500	
emb. ind.	CT4163 les 500	


Ensemenceurs 1 µl rigides



- en polystyrène
- stériles
- surface lisse, permet une strie uniforme et douce sans endommager la surface du gel
- coloris blanc
- tige polygonale : améliore la prise en main, aide à l'orientation et facilite les opérations
- livrés en emballage Zip-lock inviolable et refermable ou en emballage individuel pelable, ouverture facile

emballage	référence	Prix HT
par 20	CT4140 les 1000	
par 10	CT4141 les 1000	
par 5	CT4142 les 500	
emb. ind.	CT4143 les 500	

Ensemenceurs 10 µl flexibles



- en polystyrène
- stériles
- surface lisse, permet une strie uniforme et douce sans endommager la surface du gel
- coloris bleu
- tige polygonale : améliore la prise en main, aide à l'orientation et facilite les opérations
- livrés en emballage Zip-lock inviolable et refermable ou en emballage individuel pelable, ouverture facile

emballage	référence	Prix HT
par 20	CT4164 les 1000	
par 10	CT4165 les 1000	
par 5	CT4166 les 500	
emb. ind.	CT4167 les 500	


Ensemenceurs 10 µl rigides



- en polystyrène
- stériles
- surface lisse, permet une strie uniforme et douce sans endommager la surface du gel
- coloris bleu
- tige polygonale : améliore la prise en main, aide à l'orientation et facilite les opérations
- livrés en emballage Zip-lock inviolable et refermable ou en emballage individuel pelable, ouverture facile

emballage	référence	Prix HT
par 20	CT4144 les 1000	
par 10	CT4145 les 1000	
par 5	CT4146 les 500	
emb. ind.	CT4147 les 500	

Étaleurs stériles en T



- en polypropylène
- stériles par gamma
- autoclavables
- coloris bleu
- livrés en sachet individuel peel-pack
- dimension 140 x 35 mm

emballage	référence	Prix HT
individuel	CT4180 les 400	
par 10	CT4181 les 500	

Étaleurs stériles en L



- en polypropylène
- stériles E.O
- autoclavables
- coloris blanc
- dim. 40 x 149 mm
- livrés en sachet peel-pack, individuel ou par 5

emballage	référence	Prix HT
par 5	CT4840 les 400	
emb. ind.	CT4841 les 400	

Aiguilles d'inoculation flexibles



- en polystyrène
- stériles
- surface lisse, permet une strie uniforme et douce sans endommager la surface du gel
- coloris jaune
- tige polygonale : améliore la prise en main, aide à l'orientation et facilite les opérations
- livrés en emballage Zip-lock inviolable et refermable ou en emballage individuel pelable, ouverture facile

emballage	référence	Prix HT
par 20	CT4168 les 1000	
par 10	CT4169 les 1000	
par 5	CT4170 les 500	
emb. ind.	CT4171 les 500	

Aiguilles d'inoculation rigides



- en polystyrène
- stériles
- surface lisse, permet une strie uniforme et douce sans endommager la surface du gel
- coloris violet
- tige polygonale : améliore la prise en main, aide à l'orientation et facilite les opérations
- livrés en emballage Zip-lock inviolable et refermable ou en emballage individuel pelable, ouverture facile

emballage	référence	Prix HT
par 20	CT4148 les 1000	
par 10	CT4149 les 1000	
par 5	CT4150 les 500	
emb. ind.	CT4151 les 500	