

Compteur de colonies

- ▶ connexion USB
- ▶ repose-main ergonomique

interscience

- surface tactile à sensibilité réglable
- contraste idéal pour le comptage des bactéries
- interface USB : transfert des données de comptage vers le logiciel de votre choix (tableau, traitement de texte)
- construction inox : extrêmement résistant
- bac de rangement des accessoires
- signal sonore de comptage ajustable (4 niveaux)
- livré avec fond diffusant blanc, câble USB, adaptateur boîte de Pétri Ø 90 mm



pour boîtes de Pétri	Ø55, Ø65, Ø90, Ø150 mm
comptage	0 à 1999
éclairage	LED blanches
affichage	écran digital multifonctions
interface	USB
alimentation	230 V - 50/60 Hz
dim. (Lxpxh) / poids	310x250xh170 mm / 5,2 kg
Compteur de colonies	COL500
Loupe 2x avec bras flexible	COL510
Grilles pour boîtes "spiral" Ø90 et Ø150 mm	COL530

Compteur de colonies

- système de comptage par pression à sensibilité réglable
- compensation automatique du poids de la boîte de Pétri
- technologie de comptage antichoc
- éclairage lumineux même dans une pièce très éclairée
- sélection fond clair / fond sombre
- fonction et affichage du calcul de la moyenne
- écran quadrillé amovible
- signal sonore et visuel émis à chaque pression
- puissance : 22 W
- livré avec loupe 2,5x sur bras articulé, marqueur standard et adaptateurs pour boîtes de Pétri Ø inférieur à 120 mm
- marqueur électrique pour comptage externe en option



pour boîtes de Pétri	jusqu'à Ø120 mm
comptage	0 à 999
éclairage	lampe circulaire 20 W
affichage	écran LED
alimentation	230 V - 50/60 Hz
dim. (Lxpxh) / poids	300 x 325 x h90 mm / 4,9 kg
Compteur de colonies	COL600
Marqueur externe 1	COL610

Stylo-compteur électronique

- possibilité de comptage sur 32 canaux avec fonction somme
- validation de pression par signal sonore ou éclat LED
- comptages mémorisés lors de l'extinction automatique du stylo-compteur (après 10 min de non utilisation)
- modes addition et soustraction pour validation de comptages
- fonction verrouillage de comptage pour permettre l'écriture
- affichage LCD
- marqueur interchangeable, Ø compatible : 12 mm
- alimentation par pile CR1220, 3 V
- livré avec marqueur à pointe fine noire, portoir, pile et mode d'emploi



référence
CCB200 Stylo-compteur électronique

Prix HT

Compteur de colonies mémoire intégrée

- ▶ comptage multiple
- ▶ affichage quadruple
- ▶ mémoire 100 données

- zoom : 2 à 3 x
- capteur de pression, pression ajustable
- son ajustable
- 1 affichage LED rouge : comptage en cours
- 3 affichages LED verts : précédents comptages
- mémoire 100 données
- fonctions : reset, compte à rebours, moyenne
- logiciel PC pour enregistrement et analyse des données, impression des rapports, en option



pour boîtes de Pétri	Ø 60 à 150 mm
comptage	0 à 999
éclairage	lampes LED en forme d'anneau, intensité réglable
affichage	écran LED
interface	USB
alimentation	230 V - 50 Hz
dim. (Lxpxh) / poids	351 x 302 x 370 mm / 5,6 kg
Compteur de colonies	COL1030
Logiciel PC et câble	COL1035