

Cryoboîtes 130 x 130 mm -90°C
polypropylène, couvercle translucide

10 25 81 100 196
tubes 0,2 à 50 ml

i Pour microtubes et pour tubes à centrifuger compatibles avec tout rack de congélateur.



- température : -90°C à +121°C
- autoclavables
- imperméables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte

capacité	dim. boîte	haut. boîte	naturel	bleu	vert	rouge	jaune	Prix HT
			●	●	●	●	●	
196 x microtubes 0,2 ml	130 x 130 mm	h30 mm	BP2001	BP2011	BP2021	BP2031	BP2041	
100 x microtubes 0,5 ml	130 x 130 mm	h35 mm	BP2101	BP2111	BP2121	BP2131	BP2141	
81 x microtubes 1,5 / 2 ml (Ø 12,5 mm)	130 x 130 mm	h50 mm	BP2501	BP2511	BP2521	BP2531	BP2541	
81 x cryotubes 3 à 4 ml	130 x 130 mm	h75 mm	BP2201	BP2211	BP2221	BP2231	BP2241	
81 x cryotubes 5 ml	130 x 130 mm	h90 mm	BP2301	BP2311	BP2321	BP2331	BP2341	
25 x Falcon® 15 ml Ø 17 mm	130 x 130 mm	h125 mm	BP3051	BP3061	BP3071	BP3081	BP3091	
10 x Falcon® 50 ml Ø 30 mm + 2 x Falcon® 15 ml Ø 17 mm	130 x 130 mm	h125 mm	BP3151	BP3161	BP3171	BP3181	BP3191	

Cryoboîtes -90°C polypropylène
couvercle à charnières

50 100
tubes 1,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- autoclavables
- graduations alphanumériques sur 2 colonnes, grille de repérage sur le couvercle
- livrées par 5, coloris naturel ou 5 couleurs assorties

capacité	dimensions boîte	naturel	assortiment	Prix HT
		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
50 x tubes 1,5 / 2 ml	144 x 80 x h55 mm	WH1001	WH1002	les 5
100 x tubes 1,5 / 2 ml	141 x 155 x h55 mm	WH1011	WH1012	les 5

Cryoboîtes fluos -90°C polypropylène
couvercle à charnières

50 100
tubes 1,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- autoclavables
- graduations alphanumériques gravées dans la boîte
- 4 couleurs au choix

capacité	dim. boîte	naturel	vert	rose	jaune	Prix HT
		●	●	●	●	
50 x microtubes 1,5 / 2 ml	71 x 153 x h53 mm	AX6001	AX6002	AX6003	AX6004	
100 x cryotubes 1,5 / 2 ml	140 x 153 x h53 mm	AX6010	AX6011	AX6012	AX6013	