


Cryoboîtes -90°C polypropylène

Cryoboîtes -196°C polypropylène

81
tubes 0,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- autoclavables à +121°C
- imperméables, couvercle translucide
- grille alphanumérique au fond de la boîte
- 6 coloris au choix, naturel, rose, bleu, vert, orange et jaune

capacité	dim. boîte	hauteur		référence	Prix HT
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	●	BP5000	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	●	BP5001	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	●	BP5002	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	●	BP5003	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	●	BP5004	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	●	BP5005	

64
tubes 0,5 à 2 ml



- autoclavables
- imperméables
- couvercle translucide amovible

capacité	dim. boîte	hauteur	bleu	Prix HT
			●	
64 tubes Ø11 x h42 mm 0,5 à 2 ml	133 x 133 mm	h45 mm	AX3330	
64 tubes Ø11 x h50 mm 0,5 à 2 ml	133 x 133 mm	h45 mm	AX3340	

Cryoboîtes -196°C polypropylène

81 100
tubes 0,5 à 2 ml

- en polypropylène
- autoclavables
- imperméables
- couvercle translucide amovible



capacité	dim. boîte		bleu	naturel	orange	jaune	rouge	vert	Prix HT
			●	●	●	●	●	●	
100 x tubes Ø10 x h34 mm	133x133xh37 mm	1	AX3300	AX3301	AX3302	-	-	-	
81 x tubes Ø12 x h42 mm	133x133xh45 mm	2	-	AX3311	-	AX3313	AX3314	AX3315	
81 x tubes Ø12,5 x h50 mm	133x133xh53 mm	3	-	AX3321	AX3322	AX3323	AX3324	AX3325	