

Cryoboîtes
blanches en carton

64 81 100
tubes 2 à 3 ml

- cryoboîtes pour cryotubes 2 ml et 3 ml



capacité	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
64 cryotubes (8 x 8)	134 x 134 x 51 mm	CT5020	l'unité
81 cryotubes (9 x 9)	134 x 134 x 51 mm	CT5021	l'unité
100 cryotubes (10 x 10)	134 x 134 x 51 mm	CT5022	l'unité
64 cryotubes (8 x 8)	134 x 134 x 76 mm	CT5023	l'unité
81 cryotubes (9 x 9)	134 x 134 x 76 mm	CT5024	l'unité
100 cryotubes (10 x 10)	134 x 134 x 76 mm	CT5025	l'unité

Cryoboîtes pour tubes à centrifuger
blanches en carton

16 36
tubes 15 à 50 ml

- pour tubes à centrifuger 15 ml Ø17x120mm
- pour tubes à centrifuger 50 ml Ø30x115mm



modèle	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
36 tubes de 15 ml	150 x 150 x 122 mm	CT5030	l'unité
16 tubes de 50 ml	150 x 150 x 122 mm	CT5031	l'unité

Cryoboîtes -196°C polycarbonate
picots moulés dans la base

100
tubes 0,5 à 2 ml

- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base/grille de couleur et couvercle transparent et blanc
- grille à picots numérotés
- orifices d'aération sur le couvercle
- orifices de vidange au fond de la boîte
- empilables
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et blanc



capacité	dimensions	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h53 mm	BL1031	les 5