


Cryoboîtes 133 x 133 mm en polypropylène, 100 tubes



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- 100 tubes jusqu'à Ø 12,3 mm
- température : -100°C à +121°C
- système anti-retournement
- identification alphanumérique sur le couvercle
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte

modèle	naturel	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
boîte hauteur 34 mm - Tube de 0,5 ml	NL11100	NL11101	NL11102	NL11103	NL11104
boîte hauteur 40 mm - Tube de 0,5 à 1,0 ml	NL11110	NL11111	NL11112	NL11113	NL11114
boîte hauteur 53 mm - Tube de 1,0 à 2,0 ml	NL11120	NL11121	NL11122	NL11123	NL11124
boîte hauteur 79 mm - Tube de 4,0 ml	NL11130	NL11131	NL11132	NL11133	NL11134
boîte hauteur 94 mm - Tube de 4,0 à 5,0 ml	NL11140	NL11141	NL11142	NL11143	NL11144

Cryoboîtes 67 x 67 mm en polypropylène



- cryoboîtes sans séparateurs
- en polypropylène
- 9 ou 16 tubes jusqu'à Ø 14 ou 20 mm au choix
- température : -100°C à +121°C
- hauteur réglable de 45 à 60 mm
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	naturel	bleu	vert	orange	rose	jaune	noir
	●	●	●	●	●	●	●
boîtes sans séparateur							
boîte hauteur variable 45-60 mm	NL11200	NL11201	NL11202	NL11203	NL11204	NL11205	NL11206
boîtes avec séparateurs							
9 divisions pour tubes de Ø 14 mm	NL11210	NL11211	NL11212	NL11213	NL11214	NL11215	NL11216
16 divisions pour tubes de Ø 20 mm	NL11220	NL11221	NL11222	NL11223	NL11224	NL11225	NL11226