

## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 81 tubes

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- hauteur fixe de 52 mm ou réglable de 45 à 60 mm
- température : -100°C à +121°C
- identification alphanumérique sur 4 côtés
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle		
boîtes sans séparateur		
	boîte hauteur fixe 53 mm	boîte hauteur variable 45-53 mm
naturel	NL11310	NL11320
bleu	NL11311	NL11321
vert	NL11312	NL11322
orange	NL11313	NL11323
rouge	NL11314	NL11324
jaune	NL11315	NL11325
violet	NL11316	NL11326
noir	NL11317	NL11327

## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 49 tubes



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- 49 tubes jusqu'à Ø 17 mm
- température : -100°C à +121°C
- hauteur 128 mm
- sans identification alphanumérique
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
boîtes pour tubes jusqu'à Ø 17 mm	
naturel	NL11410
bleu	NL11411
vert	NL11412
orange	NL11413
rouge	NL11414
jaune	NL11415
violet	NL11416
noir	NL11417