

## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 144 tubes

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 32 mm
- 144 tubes de 0,2 ml
- température : -100°C à +121°C
- identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
boîtes pour tubes de 0,2 ml	
naturel	NL11510
bleu	NL11511
vert	NL11512
orange	NL11513
rose	NL11514
jaune	NL11515
violet	NL11516
noir	NL11517

## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 100 tubes

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 37 mm
- 100 tubes jusqu'à Ø 11,4 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 11,4 mm	
naturel	NL11610
bleu	NL11611
vert	NL11612
orange	NL11613
rouge	NL11614
jaune	NL11615
violet	NL11616
noir	NL11617