

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 49 tubes, hauteur 75 mm



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 75 mm
- 49 tubes
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique pour tubes jusqu'à Ø 17 mm
- avec identification alphanumérique pour tubes de Ø 16,5 mm
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

| modèle | boîte | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | sans identification alphanumérique | avec identification alphanumérique |
| naturel | NL13010 | NL13020 |
| bleu | NL13011 | NL13021 |
| vert | NL13012 | NL13022 |
| orange | NL13013 | NL13023 |
| rouge | NL13014 | NL13024 |
| jaune | NL13015 | NL13025 |
| violet | NL13016 | NL13026 |
| noir | NL13017 | NL13027 |

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur 75 mm

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 75 mm
- 25 tubes pour tubes jusqu'à 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



| modèle | |
|-----------------------------------|---------|
| boîtes pour tubes jusqu'à 16,6 mm | |
| naturel | NL14010 |
| bleu | NL14011 |
| vert | NL14012 |
| orange | NL14013 |
| rouge | NL14014 |
| jaune | NL14015 |
| violet | NL14016 |
| noir | NL14017 |