## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 49 tubes, hauteur 75 mm



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 75 mm
- 49 tubes
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique pour tubes jusqu'à Ø 17 mm
- avec identification alphanumérique pour tubes de Ø 16,5 mm
- · autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle			
	<b>boîte</b> sans identification alphanumérique	<b>boîte</b> avec identification alphanumérique	
naturel	NL13010	NL13020	
bleu	NL13011	NL13021	
vert	NL13012	NL13022	
orange	NL13013	NL13023	
rouge	NL13014	NL13024	
jaune	NL13015	NL13025	
violet	NL13016	NL13026	
noir	NL13017	NL13027	

## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur 75 mm

- · boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 75 mm
- 25 tubes pour tubes jusqu'à 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- · avec identification numérique
- · autoclavables
- couvercle translucide: visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle			
boîtes pour tubes jusqu'à 16,6 mm			
naturel	NL14010		
bleu	NL14011		
vert	NL14012		
orange	NL14013		
rouge	NL14014		
jaune	NL14015		
violet	NL14016		
noir	NL14017		

