

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 64 tubes, hauteur 80 mm

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 64 tubes jusqu'à Ø 11 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 11 mm	
naturel	NL17010
bleu	NL17011
vert	NL17012
orange	NL17013
rouge	NL17014
jaune	NL17015
violet	NL17016
noir	NL17017

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 49 tubes, hauteur 80 mm



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 49 tubes
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique pour tubes jusqu'à Ø 17 mm
- avec identification alphanumérique pour tubes jusqu'à Ø 16,5 mm
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	boîte	boîte
	sans identification alphanumérique	avec identification alphanumérique
naturel	NL18010	NL18020
bleu	NL18011	NL18021
vert	NL18012	NL18022
orange	NL18013	NL18023
rouge	NL18014	NL18024
jaune	NL18015	NL18025
violet	NL18016	NL18026
noir	NL18017	NL18027