

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur 80 mm



- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 25 tubes jusqu'à Ø 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 16,6 mm	
naturel	NL12110
bleu	NL12111
vert	NL12112
orange	NL12113
rouge	NL12114
jaune	NL12115
violet	NL12116
noir	NL12117

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 9 tubes, hauteur 80 mm

- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 9 tubes jusqu'à Ø 30 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 30 mm	
naturel	NL12210
bleu	NL12211
vert	NL12212
orange	NL12213
rouge	NL12214
jaune	NL12215
violet	NL12216
noir	NL12217