

Cryoîtes 130 x 130 mm, hauteur 95 mm en polypropylène, 81 tubes, identification numérique




- cryoîtes en polypropylène hauteur fixe de 95 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- pour cryotubes de 5 ml
- température : -100°C à +121°C
- cryoîtes avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte

modèle		
	avec identification numérique (1-81) sur le couvercle	avec identification numérique (1-81) sur le fond de la boîte et le couvercle
naturel	NL12510	NL12520
bleu	NL12511	NL12521
vert	NL12512	NL12522
orange	NL12513	NL12523
rose	NL12514	NL12524
jaune	NL12515	NL12525

Cryoîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 100 tubes, hauteur variable 96-106 mm

- cryoîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 100 tubes jusqu'à Ø 8,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- cryoîtes avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoîtes pour tubes de Ø 8,5 mm	
naturel	NL12610
bleu	NL12611
vert	NL12612
orange	NL12613
rouge	NL12614
jaune	NL12615
violet	NL12616
noir	NL12617