

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 81 tubes, hauteur variable 96-106 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL12710
bleu	NL12711
vert	NL12712
orange	NL12713
rouge	NL12714
jaune	NL12715
violet	NL12716
noir	NL12717

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 64 tubes, hauteur variable 96-106 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 64 tubes jusqu'à Ø 11 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 11 mm	
naturel	NL12810
bleu	NL12811
vert	NL12812
orange	NL12813
rouge	NL12814
jaune	NL12815
violet	NL12816
noir	NL12817