Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 81 tubes, hauteur variable 96-106 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- · autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de	Ø 12,5 mm
naturel	NL12710
bleu	NL12711
vert	NL12712
orange	NL12713
rouge	NL12714
jaune	NL12715
violet	NL12716
noir	NL12717

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 64 tubes, hauteur variable 96-106 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 64 tubes jusqu'à Ø 11 mm
- température : -100°C à +121°C
- · avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide: visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle		
cryoboîtes pour tubes de Ø 11 mm		
naturel	NL12810	
bleu	NL12811	
vert	NL12812	
orange	NL12813	
rouge	NL12814	
jaune	NL12815	
violet	NL12816	
noir	NL12817	

